



Zestaw pasów do trakcji QuickWrap DTS

Opis produktu:

QuikWrap DTS to uniwersalny zestaw szybkomocowanych, specjalistycznych pasów do trakcji kręgosłupa.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

QuikWrap DTS to uniwersalny zestaw szybkomocowanych, specjalistycznych **pasów do trakcji**. Stanowi uzupełnienie **urządzeń do trakcji** TRITON i TRU-TRAC.

Informacje:

Model: