



TRU-TRAC - urządzenie do mechanicznej trakcji kręgosłupa - ciągnik trakcyjny

Opis produktu:

Urządzenie do trakcji (ciągnik) z ekranem dotykowym, czarno-biały wyświetlacz LCD, karty pacjenta.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Nowoczesne, precyzyjne i bezpieczne **urządzenie do mechanicznej trakcji kręgosłupa**. Pozwala na wykonywanie zabiegów **odcinka lędźwiowego i szyjnego kręgosłupa** a także wyciągów w obrębie **stawu łokciowego**. **Aparat do trakcji** został wyposażony w obrotowy panel sterujący z zakresem obrotu 270o. Pozwala na precyzyjną regulację parametrów fazy progresji, trakcji oraz regresji.

Cechy urządzenia TRU-TRAC:

- czarno-biały ekran dotykowy LCD
- siła trakcji (rozciąganie): 0 – 90 kg
- system kart „chipowych” do archiwizacji terapii
- tryb pracy: statyczny, przerywany i cykliczny
- dostępny graficzny atlas anatomiczny
- encyklopedia terapii zawierająca zdjęcia i opisy metodologii
- zegar zabiegowy: 0 – 90 minut
- procedury użytkownika: 10

Informacje:

Model: