



Linki do aparatów REDCORD

Opis produktu:

Linki zwykłe i elastyczne z zaczepami do mocowania podwieszek stosowanych w **aparatach Redcord**.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Linki do **systemów Redcord** to niezbędne elementy wyposażenia **zestawów Redcord**. Odpowiednio dobrane naprężenia linek pozwalają na wykonanie szeregu ćwiczeń rozwijających koordynację ruchową i ogólną aktywność fizyczną.

112020	Komplet 2 szt. linek zwykłych z mocowaniem, dł. 60 cm , max. obciążenie 150kg, kolor czerwony
112001	Komplet 2 szt. linek zwykłych z mocowaniem, dł. 30 cm , max. obciążenie 150kg, kolor czerwony
113002	Komplet 2 szt. linek elastycznych z mocowaniem, o małym oporze, dł. 30 cm , max. obciążenie 10 kg, kolor czarny
113001	Komplet 2 szt. linek elastycznych z mocowaniem, o dużym oporze, dł. 30 cm , max. obciążenie 20 kg, kolor czerwony
113101	Komplet 2 szt. linek elastycznych z mocowaniem, o małym oporze, dł. 60 cm , max. obciążenie 10 kg, kolor czarny
113100	Komplet 2 szt. linek elastycznych z mocowaniem, o dużym oporze, dł. 60 cm , max. obciążenie 20 kg, kolor czerwony

Informacje:

Kategoria: Redcord

Typ: linki zwykłe i elastyczne

Model:

Linki do aparatów Redcord: 112020 - kpl. linek zwykłych dł. 60cm, kolor czerwony, 112001 - kpl. linek zwykłych dł. 30cm, kolor czerwony, 113002 - kpl. linek elastycznych dł. 30 cm, max. obciążenie 10 kg, kolor czarny, 113001 - kpl. linek elastycznych dł. 30 cm, max. obciążenie 20 kg, kolor czerwony, 113101 - kpl. linek elastycznych dł. 60 cm, max. obciążenie 10 kg, kolor czarny, 113100 - kpl. linek elastycznych dł. 60 cm, max. obciążenie 20 kg, kolor czerwony, 112100 - linka czerwona z zaczepem 5m