

## Aparat do sekwencyjnego masażu uciskowego i drenażu limfatycznego BOA Max 2



### Opis produktu:

Aparat **BOA Max 2** współpracujący z 24-komorowymi i 12-komorowymi mankietami uciskowymi to zaawansowany **aparat do presoterapii i sekwencyjnego masażu limfatycznego - automatyczny drenaż limfatyczny boa**. Oprócz pojedynczych mankietów uciskowych na kończyny wykorzystuje także 24- komorowe zestawy: kurtki i spodnie uciskowe.

### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

Aparat **BOA Max 2** współpracujący z 24-komorowymi i 12-komorowymi mankietami uciskowymi - aparat do sekwencyjnego **masażu uciskowego boa** umożliwia przeprowadzanie zabiegów **masażu pneumatycznego** według piętnastu różnych algorytmów dla kończyn górnych i dolnych. Umożliwia przy tym dowolne kształtowanie wartości przebiegów ciśnienia poprzez funkcję korekcji dla każdej komory.

Funkcja ta umożliwia ustawienie dowolnej wartości ciśnienia w każdej komorze mankieta uciskowego osobno. To jedyny na świecie aparat do masażu pneumatycznego, posiadający specjalny algorytm przeznaczony do **drenażu limfatycznego**, którego przebieg jest zgodny z techniką manualnego drenażu limfatycznego (MDL) wg E. Voddera.

**Aparat BOA 2 Max** jest szczególnie polecany jako podstawowe wyposażenie każdego rehabilitacyjnego oddziału szpitalnego i sanatoryjnego, gabinetu rehabilitacyjnego, gabinetu odnowy biologicznej, gabinetów kosmetycznych, spa.

### Zastosowania aparatu BOA 2 Max:

- boa dla amazoнок,

- drenaż limfatyczny (2 specjalne algorytmy), masaż klasyczny i rewersyjny, opcja masażu pulsacyjnego
- stały pomiar i niezależna, elektroniczna regulacja ciśnienia w poszczególnych komorach mankietu uciskowego
- automatyczne opróżnianie mankietu po zakończeniu zabiegu,
- opcja awaryjnego odsysania umożliwiająca szybkie i skuteczne opróżnienie komór mankietu uciskowego w przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów bólowych u pacjenta lub pacjentki
- łatwa obsługa dzięki komunikacji poprzez wyświetlacz graficzny w języku polskim, lub angielskim (z możliwością wgrania dowolnej wersji językowej)
- szeroka gama wysokiej jakości mankiętów uciskowych na kończyny górne oraz kończyny dolne
- kurtka uciskowa mająca zastosowanie w leczeniu obrzęków kończyn górnych po mastektomii oraz zabiegach kosmetycznych jak również spodnie uciskowe szczególnie przydatne przy masażach odchudzających i leczących cellulitis

#### Parametry techniczne urządzenia:

- regulowane ciśnienie w komorach mankietu od 20 do 140 mmHg, elektroniczna regulacja i stały pomiar ciśnienia
- masaż wykonywany na kończynach górnych lub dolnych, masaż klasyczny wstępujący i zstępujący oraz dwa rodzaje masażu limfatycznego prowadzonego techniką E.Voddera
- obsługiwana liczba komór: 12 w pojedynczym mankiecie, 24 w spodniach lub kurtce uciskowej
- niezależna regulacja ciśnienia, tempa masażu oraz korekcja ciśnienia dla każdej komory w każdym algorytmie osobno
- awaryjne, jednoczesne odsysanie ze wszystkich komór mankietu uciskowego
- piętnaście algorytmów zabiegowych i regulacja wszystkich parametrów masażu
- wydajność pompy 28 l / min. standardowy czas dopompowania komory około 3 s.
- czytelny panel sterowania i intuicyjna obsługa aparatu
- ekran „podpowiadający” każdy etap programowania parametrów zabiegu
- pomiar czasu pozostałego do zakończenia zabiegu

#### Cellulit

**Masaż limfatyczny** to jedna z najbardziej skutecznych i popularnych metod stosowanych w walce z cellulitem. Zabieg jest całkowicie bezbolesny i jednocześnie silnie relaksujący, działa na organizm oczyszczająco. Aparat do masażu limfatycznego wspomaga walkę z cellulitem, usuwa obrzęki kończyn. U sportowców i osób intensywnie ćwiczących wspomaga spalanie uwolnionych toksyn i tłuszczów.

#### Żylaki

Stosowanie **masażu limfatycznego** poprawia krążenia, dlatego jest wskazany dla osób wykonujących pracę wymagającą długotrwałego stania lub siedzenia. Stosowanie masażu limfatycznego pomaga likwidować obrzęki oraz uczucie zmęczonych, ciężkich nóg.

#### Zabiegi fizykalne

Przy usuwaniu obrzęków limfatycznych stosowane są także zabiegi fizykalne, uzupełniające zabieg masażu limfatycznego. Stosowana często elektrostymulacja zwiększa przepływ limfy i usprawnia proces krążenia. Specjalnie dobrane sekwencje prądów działają tak, aby uwolnić i przepchnąć limfę i toksyny do dużych, zbiorczych węzłów chłonnych.

## **Drenaż limfatyczny wg E. Voddera**

**Drenaż limfatyczny** wpływa pobudzająco na krążenie krwi i **limfy** oraz znacznie poprawia stan organizmu pacjenta. **Masaż limfatyczny** polega na stymulacji odpowiednich punktów na ciele. Celem **drenażu limfatycznego** jest usprawnienie przepływu chłonki w **układzie limfatycznym** (ważne w leczeniu zapobieganiu cellulitu) - zapobiega niewydolności krążenia obwodowego, zwłaszcza w obrębie kończyn dolnych i pozwala pozbyć się efektu zimnych stóp. **Drenaż limfatyczny** nazywany **sekwencyjnym masażem uciskowym** lub **masażem uciskowy do drenażu limfy** wskazany jest również jako terapia uzupełniająca po liposukcji chirurgicznej, lipolizie chemicznej i laserowej oraz po lipolizie kawitacyjnej.

### **Informacje:**

### **Model:**

BOA Max 2 warianty: 12-komorowy mankiet na kończynę dolną (1 szt.), 12-komorowy mankiet na kończynę górną (1 szt.), 12-komorowy mankiet na kończynę górną (2 szt.), 12-komorowy mankiet na kończynę dolną (2 szt.), 2 mankiety na kończyny górne i 2 mankiety na kończyny dolne (12-komorowe), 24-komorowe spodnie, 24-komorowa kurtka, -