

Stacjonarny podgrzewacz do okładów ciepłych HydroCollator

Opis produktu:

Hydrocollator® Stationary Heating Units to niezwykle wytrzymałe zbiorniki na wodę wykonane ze stali nierdzewnej mieszczące **Hydrocollator Moist Heat HotPacs**. Są one termostatycznie kontrolowane tak aby utrzymać właściwą temperaturę **HotPacs**. Hydrocollator stał się wzorcem dla innych urządzeń grzewczych.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Stacjonarny podgrzewacz do okładów ciepłych HydroCollator

Hydrocollator jest wiodącym rozwiązaniem na rynku urządzeń grzewczych. Urządzenie firmy Chattanooga służy do podgrzewania okładów ciepłych w kąpeli wodnej. Dzięki termostatowi temperatura wody wewnątrz urządzenia utrzymywana jest na stałym poziomie - podgrzewając okłady do temperatury ok. +70 °C. Z myślą o ułatwieniu codziennej pracy terapeuty Hydrocollator został wyposażony w specjalny stelaż do zawieszania okładów HotPacs.

Zastosowanie ciepłolecznictwa:

- choroby związane z narządami ruchu, m.in.: choroba zwyrodnieniowa stawów, reumatoidalne zapalenie stawów, stłuczenia, stany pourazowe i pooperacyjne, które stanowią wskazania do zastosowania ciepła,
- choroby skórne (trądzik, czyraczność),
- choroby układu oddechowego (zapalenie ucha środkowego, przewlekłe nieżyty oskrzeli, gardła i zatok),
- choroby układu nerwowego (rwa kulszowa, przykurcze mięśniowostawowe, nerwobóle, porażenie nerwu twarzowego),

- choroby związane ze spowolnieniem przemiany materii,
- choroby układu moczowego (zapalenie pęcherza moczowego),
- choroby układu pokarmowego (stany kurczowe jelita grubego, nieżyt żołądka, przewlekłe zapalenie jelit).

Cechy charakterystyczne:

- izolacja wykonana z włókna szklanego zapobiega utracie ciepła,
- niezawodna konstrukcja ze stali nierdzewnej,
- łatwe do napełnienia wodą (nie wymaga podłączenia do instalacji wodno-kanalizacyjnej),
- stała temperatura okładów HotPacs,
- urządzenia w wersji mobilnej są wyposażone w gumowe, obrotowe kółeczka o szerokości 8 cm zapobiegające tarciom podczas ruchu.

Model:	E-2	E-1
Pojemność [l]:	43	15
Temperatura [°C]:	82-85	82-85
Dokładność [%]:	10	10
Czas nagrzewania (do +70°C) [h]:	4	2
Czas chłodzenia urządzenia [h]:	2	1
Wymiary (wys. x szer. gł.) [cm]:	51 x 38 x 33	41 x 33 x 20
Waga [kg]:	14	7

Informacje:

Model:

Hydrocollator stacjonarny: Hydrocollator E-1,
Hydrocollator E-2