



Stół do biernej mobilizacji kończyn dolnych pacjenta Moveo XP

Opis produktu:

Stół do mobilizacji biernej kończyn dolnych pacjenta wyposażony w **akumulator**.

Produkt archiwalny. Zobacz:

pozostałe stoły do masażu i rehabilitacji

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Moveo XP znajduje zastosowanie w rehabilitacji neurologicznej, ortopedii, w opiece paliatywnej i geriatrycznej. Stanowi połączenie stołu do pionizacji z urządzeniem umożliwiającym wczesną mobilizację pacjentów z upośledzeniem funkcji lokomotorycznych, potrzebujących pomocy przy utrzymaniu pionowej pozycji ciała.

Stół do pionizacji Moveo XP odciąża terapeutę sprawującego opiekę nad chorym redukując jednocześnie psychiczny dyskomfort pacjenta.

Dzięki rehabilitacji z użyciem Moveo XP można osiągnąć następujące korzyści terapeutyczne:

- stymulację i mobilizację pacjentów z upośledzonymi funkcjami ruchowymi, unieruchomionych w łóżku
- minimalizacja niekorzystnych efektów przedłużonego unieruchomienia
- przyspieszenie powrotu do zdrowia
- obniżenie patologicznego napięcia mięśniowego
- zwiększenie siły mięśni antygrawitacyjnych
- normalizacja reakcji krążeniowych oraz poprawa trofizmu i krążenia obwodowego
- możliwość wczesnego rozpoczęcia pionizacji i usprawniania ruchowego kończyn dolnych u pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi (udary, urazy czaszkowo-mózgowe, stany

ściągaczki wegetatywnej)

- obiektywna ocena postępów rehabilitacji

Parametry techniczne:

- elektryczna regulacja kąta nachylenia leżyska: 0 – 30 stopni
- elektryczna regulacja wysokości: 57 – 97 cm
- ruchoma (przesuwana) sekcja miedniczna z mechaniczną blokadą zakresu ruchu: 12 pozycji
- 4 koła jezdne z centralną blokadą
- regulowane podpory stóp, wspomagane sprężyną gazową: 45 – 90 stopni
- regulacja położenia tylnej części leżyska wspomagana sprężyną gazową
- regulowana podpórka umożliwiająca odciążenie jednej z kończyn dolnych
- zasilanie akumulatorowe
- wymiary: 257x71x57-97 cm (dł x szer x wys)
- max obciążenie: 181 kg
- ciężar: 186 kg

Gwarancja: 24 miesiące

Informacje:

Ilość sekcji: 4

Regulacja wysokości: Elektryczna, za pomocą pilota

Rodzaje stołów: Pionizacja

Opcje produktu: