

Pokrowce na okłady ciepłe HotPac



Opis produktu:

Pokrowce na **okłady ciepłe HotPac** mogą być używane zarówno w domu jak i klinice. Są dostępne z kieszonką oraz bez kieszeni.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Charakterystyka:

- zamknięcie na haczyk i petelka zapobiegające zsuwaniu się pokrowca
- wysoka wydajność użycia
- pokrowce wypełnione pianą
- **Poliuretanowa warstwa** piany pomiędzy warstwami frotty

Rodzaje:

- Standard 48 cm x 69 cm
- Duży 61 cm x 91 cm

- Szyjny 64 cm x 46 cm
- Naramienny 28 cm x 36 cm
- Naramienny podwójny 58 cm x 36 cm
- Standard z pianką poliuretanową 48 cm x 69 cm
- Duży z pianką poliuretanową 61 cm x 91 cm
- Szyjny z pianką poliuretanową 64 cm x 46 cm
- Standard z kieszenią z pianką poliuretanową 43 cm x 69 cm
- Duży z kieszenią z pianką poliuretanową 61 cm x 91 cm

Informacje:

Model:

Pokrowce na okłady ciepłne HotPac: Standard 48 cm x 69 cm, Duży 61 cm x 91 cm, Szyjny 64 cm x 46 cm, Standard z pianką poliuretanową 48 cm x 69 cm, Duży z pianką poliuretanową 61 cm x 91 cm, Szyjny z pianką poliuretanową 64 cm x 46 cm, Standard z kieszenią z pianką poliuretanową 43 cm x 69 cm, Duży z kieszenią z pianką poliuretanową 61 cm x 91 cm