



C-5 Wydajna Chłodziarka Medyczna z Zestawem 6 Standardowych i 6 Połówek Okładów ColPaC

Opis produktu:

Duża wydolność i szybszy czas chłodzenia oznaczają, że Twój pacjent nigdy nie będzie musiał czekać na **chłodziarkę C-5**. Urządzenie chłodzące C-5 pomoże Ci utrzymać stałe tempo przez cały dzień. Instalacja wodno-kanalizacyjna nie jest wymagana, należy jedynie podłączyć do standardowego gniazda elektrycznego.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

C-5 Wydajna chłodziarka medyczna posiada:

- izolację z piany zamkniętokomórkowej zapewniającej **wydajność**,
- konstrukcję ze stali nierdzewnej gwarantującą **trwałość**,
- **wytrzymały** kompresor dla wydajniejszego chłodzenia,
- specjalnie zaprojektowane wnętrza gwarantujące szybsze chłodzenie zwojów*,
- 8 cm (3") gumowe, obrotowe kółeczka dla cichego i beztarciowego ruchu urządzenia mobilnego,
- zawór spustowy dla łatwiejszego czyszczenia i odmrażania,
- 1 rok gwarancji.

Dane techniczne

Zasilanie	220-240 V, 50 Hz
Waga	74 kg
Wymiary L x W x H	0,69 x 0,41 x 0,84 m

Klasa bezpieczeństwa el.	Typ B
Test bezpieczeństwa	EN 60601-1

Informacje:

Krioterapia: Chłodziarki

Model: