

Okłady chłodzące COLDPACK do chłodziarek

Opis produktu:

Okłady chłodzące Colpack do chłodziarek mogą być wykorzystywane do schładzania tkanki przy zapaleniach, opuchliznie, obrzękach stwardnieiu rozsianym oraz skręceniach, naciągnięciach i skurczach mięśni.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Charakterystyka:

- 7 różnych rozmiarów niebieskich **winylowych** okładów zapewniających efektywne rezultaty terapii niezależnie od części ciała, na której są one stosowane,
- 4 różnych rozmiarów czarnych okładów są wykonane z **poliuretanu**,
- skutecznie przynosi ulgę w bólu,
- wypełniony **nietoksycznym żelem krzemionkowym**, zachowującym elastyczność przez cały czas trwania zabiegu,
- przez 30 min uśmierza ból, łagodzi opuchliznę i zmniejsza gorączkę,
- nie zawiera lateksu.

1 rok gwarancji

Rodzaje:

- Standard 28 cm x 36 cm (niebieski, winylowy),
- Połówka 19 cm x 28 cm (niebieski, winylowy),
- Szyjny o długości 58 cm (niebieski, winylowy),
- Duży 28 cm x 53 cm (niebieski, winylowy),
- Rozmiar 8 cm x 28 cm (niebieski, winylowy),
- Ćwiartka 14 cm x 19 cm (niebieski, winylowy),
- Oko (w kształcie pasującym do oka) (niebieski, winylowy),
- Standard 25 cm x 34 cm (czarny, poliuretanowy),
- Połówka 17 cm x 28 cm (czarny, poliuretanowy),
- Szyjny o długości 53 cm (czarny, poliuretanowy),
- Duży 32 cm x 47 cm (czarny, poliuretanowy).

Informacje:

Krioterapia: Akcesoria

Model:

colpac: Standard 28 cm x 36 cm (niebieski, winylowy), Połówka 19 cm x 28 cm (niebieski, winylowy), Szyjny o długości 58 cm (niebieski, winylowy), Duży 28 cm x 53 cm (niebieski, winylowy), Rozmiar 8 cm x 28 cm (niebieski, winylowy), Ćwiartka 14 cm x 19 cm (niebieski, winylowy), Oko (w kształcie pasującym do oka) (niebieski, winylowy), Standard 25 cm x 34 cm (czarny, poliuretanowy), Połówka 17 cm x 28 cm (czarny, poliuretanowy), Szyjny o długości 53 cm (czarny, poliuretanowy), Duży 32 cm x 47 cm (czarny, poliuretanowy)