



Okłady uniwersalne ciepłe/chłodzące
FlexiPac (do chłodziarek lodówek
mikrofalówek podgrzewaczy)

Opis produktu:

Okłady uniwersalne Flexi-Pac nadają się do podgrzewania w kuchence mikrofalowej jak i chłodzenia w zamrażalniku. Mogą dostarczać kojące ciepło jak i służyć podczas łagodzącej terapii chłodzącej. Ich elastyczna żelowa konstrukcja pozwala na dopasowanie ich do każdej części ciała.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Rodzaje:

- Zestaw okładów Flexi-Pac 13cm x 15 cm (w zestawie 48 szt.),
- Zestaw okładów Flexi-Pac 13cm x 25 cm (w zestawie 24 szt.),
- Zestaw okładów Flexi-Pac 20cm x 35 cm (w zestawie 12 szt.).

Informacje:

Krioterapia: Akcesoria

Model:

Flexipac: Zestaw okładów Flexi-Pac 13cm x 15 cm (w zestawie 48 szt.), Zestaw okładów Flexi-Pac 13cm x 25 cm (w zestawie 24 szt.), Zestaw okładów Flexi-Pac 20cm x 35 cm (w zestawie 12 szt.)