



Głowica ultradźwiękowa do aparatów DJO aparatów Intellect Advanced i Intellect Mobile

Opis produktu:

Głowice ultradźwiękowe firmy Chattanooga w różnych rozmiarach do aparatów Intellect Advanced i Intellect Mobile.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Głowica ultradźwiękowa do aparatów marki DJO

Wodoodporne, ergonomiczne głowice do aparatów do terapii ultradźwiękowej oraz terapii skojarzonej (kombinowanej) z serii Intellect NEO, Intellect Advanced i Intellect Mobile firmy Chattanooga. Wymienne dwuzakresowe głowice wyposażone są w funkcje: podgrzewanie czoła głowicy oraz kontrolę kontaktu głowicy ze skórą.

Dostępne głowice:

28900	1 cm ² , 1-3,3 MHz do serii NEO
28901	2 cm ² , 1-3,3 MHz do serii NEO
28902	5 cm ² , 1-3,3 MHz do serii NEO
15-0140	1 cm ² do serii Mobile 2
15-0141	2 cm ² do serii Mobile 2

15-0142

5 cm2 do serii Mobile 2

Informacje:

Model:

głowice ultradźwiękowe Chattanooga: Intelect Advance/Mobile, Intelect 2 Mobile/Combo, Intelect NEO, Intelect 2 Transport
Rozmiar głowicy Chattanooga: 1 cm2, 2 cm2, 5 cm2