

Kabel EMG do aparatów Intelect Advanced wyposażonych w moduł sEMG

Opis produktu:

Kabel obwodu pacjenta stosowany w urządzeniach do elektroterapii i terapii skojarzonej serii Intelect Advanced posiadających moduł sEMG.



Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Kabel obwodu pacjenta do zabiegów **sEMG i sEMG+STIM**. Stosowany w aparatach do elektroterapii i terapii skojarzonej serii **Intelect Advanced** firmy Chattanooga wyposażonych w moduł sEMG.

Dostępne kanały:

- Przewód pacjenta, kanał 1
- Przewód pacjenta, kanał 2

[img-3116-left-large_default]

Informacje:

Model:

Kabel pacjenta do aparatów Intelect Advanced i Intelect Mobile: kanał 1, kanał 2