



Elektroda przyssawka do terapii podciśnieniowej VACUUM

Opis produktu:

Zestaw **czterech elektrod** przyssawek do terapii podciśnieniowej. Rozmiary elektrod do wyboru.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Elektrody Vacuum do **terapii podciśnieniowej** oraz terapii skojarzonej. Kompatybilne z przewodami do terapii podciśnieniowej i aparatami firmy Chattanooga.

Elektrody pakowane w zestawy 4 sztuk.

Dostępne w rozmiarach:

- 30 cm
- 60 cm
- 90 cm

Informacje:

Model:

przyssawki chattanooga: 30 mm, 60 mm, 90 mm