

Podkłady gąbkowe do elektrod podciśnieniowych VACUUM - Ø30mm Ø60mm Ø90mm

Opis produktu:

Gąbki pod elektrody do terapii podciśnieniowej zabezpieczające skórę pacjenta podczas zabiegu.

Podkłady sprzedawane w zestawach po 4 sztuki.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Podkładki z gąbki pod elektrody Vacuum do terapii podciśnieniowej i terapii kombinowanej. Dopasowane wymiarami do przyssawek do terapii podciśnieniowej. Pakowane w zestawy 4 sztuk.

Dostępne w rozmiarach:

- 30 mm
- 60 mm
- 90 mm

Informacje:

Kategoria: Aparaty do terapii podciśnieniowej

Model:

Podkłady gąbkowe do elektrod podciśnieniowych

VACUUM: 30 mm, 90 mm, 60 mm