



Elektroda silikonowa do elektroterapii

Opis produktu:

Gumowe elektrody z wtykiem 2 mm, przeznaczone do zabiegów elektroterapii.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Elektrody gumowe/silikonowe z wejściem na bolec 2 mm doskonale dostosowują się do powierzchni poddawanej zabiegowi.

Podana cena za 1 szt elektrody w wybranym rozmiarze.

Dostępne elektrody:

- elektroda 4x6 cm Chattanooga (79966),
- elektroda 6x8 cm Chattanooga (79967),
- elektroda 8x12 cm Chattanooga (799968).

Informacje:

Materiał: silikonowe

Przeznaczenie: elektroterapia

Sposób podłączenia: gniazdo 2 mm

Model:

Gumowe elektrody Chattanooga: 4 x 6 cm, 6 x 8 cm, 8 x 12 cm