



Sonda do stymulacji punktowej do urządzeń z serii Intellect Advanced

Opis produktu:

Ergonomiczna sonda do stymulacji punktowej z aplikatorami.

Produkt archiwalny

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Zestaw do stymulacji punktowej składający się z elektrody do mikroprądów z włącznikiem i 2 aplikatorami kulkowymi (prosty 4,7 i zagięty 1,6 mm) oraz elektrody HV.

Informacje:

Opcje produktu: