

Wanna terapeutyczna do automatycznego hydromasażu strefowego Aquanea



Opis produktu:

Aquanea to wanna do hydroterapii z funkcją automatycznego hydromasażu strefowego. Dzięki połączeniu estetycznej stylistyki i nowoczesnych rozwiązań technologicznych, a także wielofunkcyjności urządzenia - Aquanea jest jedną z najczęściej wybieranych wanien terapeutycznych do hydroterapii.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Wanna terapeutyczna do automatycznego hydromasażu strefowego Aquanea

Aquanea - wanna do automatycznego hydromasażu strefowego, która jest wyposażona w 188 dysz do hydromasażu i 62 dysze do **kąpieli perełkowej**. **Aquanea** umożliwia łączenie funkcji hydromasażu oraz kąpieli perełkowej. Znajduje zastosowanie w ośrodkach rehabilitacji, odnowy biologicznej, placówkach Medical SPA, a także w specjalistycznych oddziałach hydroterapii.

Ta **wielofunkcyjna wanna terapeutyczna** wyróżnia się eleganckim designem i wygodą użytkowania zarówno dla pacjenta jak i terapeuty. Wyposażona w najnowocześniejszy **elektroniczny system sterowania** parametrami zabiegu hydroterapii.

Opcje:

- **ZONES 9**: 9 niezależnych stref , 5 programów fabrycznych , 3 programy użytkownika.
- **CHROMO 12**: Kąpiel z wykorzystaniem efektów świetlnych: 12 pojedynczych źródeł światła.
- **CHROMO 24**: Kąpiel z wykorzystaniem efektów świetlnych: 24 pojedyncze źródła światła.
- **CHROMO 36**: Kąpiel z wykorzystaniem efektów świetlnych: 36 pojedynczych źródeł światła.

- **AUDIO:** wysokiej jakości głośniki umiejscowione pod obudową urządzenia. Do odtwarzania muzyki wymagany jest dowolny odtwarzacz cd / mp3 / wma wyposażony w wyjście słuchawkowe MINI JACK. Sterowanie odbywa się z poziomu panela lub pilota wchodzącego w skład odtwarzacza.
- **AROMA:** zbiornik na 1 zapach, dozowanie podczas zabiegu za pomocą przycisku.

Akcesoria:

- Stopnie owalne do wanny bez poręczy.
- Stopnie prostokątne do wanny bez poręczy.
- Stopnie prostokątne do wanny z poręczą.
- Poduszka pod głowę Junior.

Cechy charakterystyczne:

- 188 dysz do hydromasażu
- 62 dysze powietrzne do masażu perełkowego
- posiada funkcję automatycznego płukania i przedmuchiwania kanałów
- automatyczne napełnianie wodą (z termostatem)
- system zabezpieczający przed pracą pompy na sucho
- sterowany elektronicznie system usuwania kamienia i czyszczenia dysz
- system usuwania wody z całej instalacji wanny
- nowoczesny panel sterowania wyposażony w kolorowy wyświetlacz
- czujniki temperatury odczytujące wartości przy napełnianiu wanny i w czasie zabiegu
- innowacyjny system dezynfekcji i odkamieniania,
- wygodny, wyprofilowany zagłówek
- antypoślizgowe stopnie do wanny
- kolor zagłówek: biały

Dane techniczne:

Pojemność zabiegowa:	160-240 l
Pojemność do przelewu:	275 l
Czas napełniania / spustu:	4 min
Pobór prądu:	10 A
Zasilanie:	trójfazowe 400 V / 50 Hz
Wymiary (dł. x szer. x wys.):	243 cm x 115 cm x 85 cm
Masa:	220 kg - z pełnym wyposażeniem
Bezpieczeństwo elektryczne:	klasa I, typ B

Przed dokonaniem zakupu należy zapoznać się z kartą instalacji (**patrz: zakładka Załączniki**) i upewnić się co do drogi transportowej urządzenia, uwzględniając jego wymiary i wagę.

Informacje:

Model:

Szerokość: 1150 mm
Długość: 2430 mm
Wysokość: 850 mm
Zasilanie: trójfazowe 400 V / 50 Hz
Masa urządzenia: 220 kg (z pełnym wyposażeniem)
Pojemność zabiegowa: 160-240 l
Pojemność do przelewu: 275 l
Czas napełniania / spustu: poniżej 4 min
Pobór prądu: 10 A
Klasa ochronności / typ części aplikacyjnej: klasa I, typ B

Kolor: Calypso, Biały
Zones 9: Tak, Nie
Chrome 2R: nie, 12 źródeł światła, 24 źródła światła, 36 źródeł światła
Audio: nie, tak
Aroma: nie, tak