



Platforma wibracyjna Fitvibe Excel Pro

Opis produktu:

Platforma wibracyjna z certyfikatem medycznym, maksymalne obciążenie statyczne 250 kg, kolor biały. **Zintegrowane oprogramowanie treningowe** z obrazami 3D. Trening antycellulitowy, zwiększenie dotlenienia tkanek, terapia bólu pleców, trening propriocepcji, wsparcie przy leczeniu osteoporozy, poprawa krążenia krwi.

Produkt archiwalny

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Fitvibe Excel Pro Medical to nowoczesna, najbardziej precyzyjna **platforma wibracyjna**. Wyróżnia się wytrzymałością i łatwością obsługi. Wibracje są **maksymalnie wygłuszone**, dzięki czemu urządzenie stanowi idealne rozwiązanie dla gabinetów rehabilitacji, odnowy biologicznej, placówek SPA, czy siłowni.

Platforma wibracyjna Excel Pro posiada **zaprogramowane plany treningowe**, z możliwością tworzenia i zapisu własnych programów.

Dodatkowe wsparcie dla ćwiczącego stanowią trójwymiarowe obrazy ilustrujące poprawne wykonanie każdego z ćwiczeń, z dodatkowym opisem tekstowym.

Zastosowanie:

- trening propriocepcji
- trening antycellulitowy
- trening rozwijający siłę i sprawność mięśni
- wsparcie przy leczeniu osteoporozy
- terapia bólu pleców
- poprawa krążenia krwi

- zwiększenie dotlenienia tkanek

Zalety platformy wibracyjnej:

- Systemowe oprogramowanie "Wirtualny trener" z gotowymi programami ćwiczeń
- Kolorowe ilustracje 3D przedstawiające prawidłową formę wykonywania danego ćwiczenia
- Możliwość zainstalowania programu "Coach" pozwalającego na przygotowywanie własnych programów
- System chipowych kart ICS z pomiarem czasu i indywidualnymi programami treningowymi
- Łatwość i prostota obsługi
- Częstotliwości w zakresie od 20 do 60 Hz
- Wibracje pionowe
- Odgłosy platformy wygłuszone maksymalnie
- Urządzenie medyczne - certyfikat medyczny MDD oraz CE097
- Urządzenie w 100% produkowane w Niemczech

Platforma wibracyjna:

- trening propriocepcji
- Pionowa Amplituda wibracji 2 i 4 mm
- Ergonomiczne uchwyty
- Start / stop na platformie
- Bardzo duża powierzchnia ćwiczenia
- Częstotliwości 20 - 60 Hz (regulowane na 5 Hz)
- Częstotliwości 20 - 60 Hz (regulowane od 1 Hz)
- 5 punktów połączenia taśm

Konsola:

- Zintegrowany czytnik kart pamięci
- Wibracje nie transmitowane na konsolę
- Start / stop na wyświetlaczu
- Start / stop za pomocą pilota

Oprogramowanie:

- trening propriocepcji
- Szybki start
- Dynamiczne obrazy 3D
- Kolorowy wyświetlacz
- Zintegrowane oprogramowanie treningowe
- System kart czasowych

Wyposażenie standardowe:

- Pasy na stopy (1 para)
- Pasy na ręce (1 para)
- Pilot
- Miękka mata

Dane techniczne:

- Waga 120 kg
- Wymiary 1050 x 990 x 1440 mm (Dynamiczne proporcje)

- Max poziom hałasu. 71 dBA
- Napięcie zasilania: 230 V + / - 10%, 50 - 60 Hz lub 115 V + / - 10%, 50 - 60 Hz
- Maksymalne obciążenie: 250 kg

Informacje:

Opcje produktu: