



Platforma wibracyjna Fitvibe Smart

Opis produktu:

Platforma wibracyjna do zastosowań domowych o częstotliwości 30 - 35 - 40 Hz, **amplituda wibracji regulowana** w zakresie wysoka / niska, maksymalne obciążenie treningowe 150 kg, kolor biały, szary lub czerwony. W zestawie pas dla rąk, mata do ćwiczeń

Produkt archiwalny

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Platforma wibracyjna Fitvibe Smart to w pełni funkcjonalna i **profesjonalna platforma wibracyjna** przeznaczona **do domowego użytku**. Posiada zmniejszone w stosunku do innych platform rozmiary, bez utraty istotnych dla skuteczności treningu funkcji. Dzięki **niewielkim rozmiarom** jest stosowana w warunkach domowych, ale i w małych gabinetach, siłowniach, gdzie ważna jest wielkość urządzenia.

Urządzenie jest wyposażone w **oprogramowanie w podstawowej wersji**, które prowadzi trening pełniąc funkcję "wirtualnego coacha."

Zastosowanie:

- trening propriocepcji
- trening antycellulitowy
- trening rozwijający siłę i sprawność mięśni
- wsparcie przy leczeniu osteoporozy
- terapia bólu pleców
- poprawa krążenia krwi
- zwiększenie dotlenienia tkanek

[img-3254-left-large_default][img-3256-left-large_default]

Zalety platformy wibracyjnej:

- Zintegrowane oprogramowanie treningowe z gotowymi programami i ilustracjami poprawnego wykonywania ćwiczeń
- Łatwa obsługa
- Zakres wibracji optymalny dla osiągnięcia pożądaných efektów
- Pionowe wibracje
- Wysoka jakość i precyzja wykonania urządzenia
- Przestrzeń treningowa 1m²
- Wygłuszone odgłosy platformy
- Certyfikat medyczny MDD i CE097
- Urządzenie w 100% produkowane w Niemczech

Dane techniczne:

Platforma wibracyjna:

Pionowa amplituda wibracji 2 i 4 mm Ergonomiczne uchwyty Start / stop na platformie Częstotliwości 20, 35, 40 Hz 2 punkty połączenia taśm

Konsola:

Zintegrowany czytnik kart pamięci Wibracje nie transmitowane na konsolę Start / stop na wyświetlaczu Start / stop za pomocą pilota

Oprogramowanie:

Szybki start Dynamiczne obrazy 3D Kolorowy wyświetlacz Zintegrowane oprogramowanie treningowe

Wyposażenie standardowe:

Pasy na stopy (1 para) Pasy na ręce (1 para) Miękka mata

Dane techniczne:

Waga 65 kg Wymiary 630 x 950 x 1400 mm (Dynamiczne proporcje) Max poziom hałasu. 71 dBA Napięcie zasilania: 230 V + / - 10%, 50 - 60 Hz lub 115 V + / - 10%, 50 - 60 Hz Maksymalne obciążenie: 150 kg

Informacje:

Opcje produktu: