



Platforma wibracyjna Fitvibe Medical

Opis produktu:

Platforma wibracyjna idealna dla rozwiązań fitness, znajdująca szerokie zastosowanie terapeutyczne. Stosowana w celu poprawy kondycji, siły mięśni i gęstości kości, ale także w celu poprawy koordynacji ruchowej, dotlenienia tkanek. Nowoczesne urządzenie z wbudowanymi programami treningowymi.

Produkt archiwalny

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Platforma wibracyjna Fitvibe Medical to nowoczesna **platforma wibracyjna** znajdująca zastosowanie w **fitness** i **rehabilitacji**. Urządzenie **generuje wibracje**, które wpływają korzystnie na organizm ćwiczącego. Posiada wbudowane programy, jak: fitness, powrót do formy, narty, tenis, **spalanie tkanki tłuszczowej** i **redukcja cellulitu**, itp.

W czasie sesji treningowej, **drgania mechaniczne** są przenoszone na mięśnie i ścięgna. Dzięki temu, mięśnie ulegają rozciąganiu a w rezultacie bezwarunkowemu napięciu. Poprzez naśladowanie fizjologicznych drgań, obserwuje się poziom napięcia mięśni podobny do napięcia, które występuje podczas wyczerpujących treningów siłowych z dużym obciążeniem.

Platforma wyposażona jest w system kart czasowych umożliwiających komercjalizację treningu i doładowywanie kart wybraną ilością minut.

Zastosowanie:

- trening po porodzie
- trening antycellulitowy
- osteoporoza
- trening propriocepcji

- terapia bólu pleców
- poprawa krążenia krwi
- wzrost gęstości kości

Zalety platformy wibracyjnej:

- Systemowe oprogramowanie "Wirtualny trener" z gotowymi programami ćwiczeń
- Kolorowe ilustracje 3D przedstawiające prawidłową formę wykonywania danego ćwiczenia
- Możliwość zainstalowania programu "Coach" pozwalającego na przygotowywanie własnych programów
- System chipowych kart ICS z pomiarem czasu i indywidualnymi programami treningowymi
- Łatwość i prostota obsługi
- Częstotliwości w zakresie od 20 do 60 Hz
- Wibracje pionowe
- Odgłosy platformy wygłuszone maksymalnie

Platforma wibracyjna:

- Pionowa Amplituda wibracji 2 i 4 mm
- Ergonomiczne uchwyty
- Start / stop na platformie
- Bardzo duża powierzchnia ćwiczenia
- Częstotliwości 20 - 60 Hz (regulowane na 5 Hz)
- Częstotliwości 20 - 60 Hz (regulowane od 1 Hz)
- 5 punktów połączenia taśm

Konsola:

- Zintegrowany czytnik kart pamięci
- Wibracje nie transmitowane na konsolę
- Start / stop na wyświetlaczu
- Start / stop za pomocą pilota

Oprogramowanie:

- trening propriocepcji
- Szybki start
- Dynamiczne obrazy 3D
- Kolorowy wyświetlacz
- Zintegrowane oprogramowanie treningowe
- System kart czasowych

Wyposażenie standardowe:

- Pasy na stopy (1 para)
- Pasy na ręce (1 para)
- Pilot
- Miękka mata

Dane techniczne:

- Waga 120 kg
- Wymiary 1050 x 990 x 1440 mm (Dynamiczne proporcje)
- Max poziom hałasu. 71 dBA

- Napięcie zasilania: 230 V + / - 10%, 50 - 60 Hz lub 115 V + / - 10%, 50 - 60 Hz
- Maksymalne obciążenie: 250 kg
- Rok produkcji: 2009

Informacje:

Opcje produktu: