

Zestaw do Artroskopowego Leczenia Stawu Łokciowego



Opis produktu:

Kompletny zestaw firmy Richard Wolf do artroskopii stawu łokciowego. W skład zestawu wchodzi dysektor optyczny, optyka, światłowód, wziernik z możliwością podpięcia źródła światła, zakrzywione i modułowe nożyce oraz pęseta.

Czas realizacji zamówienia zależy od dostępności produktów na magazynie. Aby poznać dokładny czas realizacji przed złożeniem zamówienia - zapraszamy do kontaktu.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Dzięki zastosowaniu dedykowanego instrumentarium w obrębie łokcia większość operacji może być z powodzeniem wykonywana artroskopowo, bez konieczności szerokiego otwarcia stawu.

Biorąc pod uwagę drobną budowę stawu łokciowego wielkość każde elementu **instrumentarium** do wykonywania tego typu zabiegów została odpowiednio dostosowana tak aby zapewnić **pełną funkcjonalność** i **jak najmniejszą inwazyjność**.

Wskazania:

Dotyczy to zarówno **leczenia przykurczów** ograniczających ruchomość, **usuwania ciał wolnych** i

wyrośli kosztnych stanów urazowych a **zwłaszcza zwichnięć** tak aby zapobiegać powikłaniom powodującym zmiany zeszywniające.

Zestaw do artroskopii stawu łokciowego:

- 1x Optyka HD Panoview \varnothing 2,7 mm, kąt patrzenia 300
- 1x Płaszcz do optyki \varnothing 2,7 mm z jednym kranikiem obrotowym
- 1x Płaszcz do optyki \varnothing 2,7 mm z dwoma kranikami obrotowymi
- 1x Trokar ostry
- 1x Trokar tępy
- 1x Switching stick \varnothing 2,7 mm, dł. 210 mm
- 1x Stoper do płaszcz
- 1x Dłuto 4 mm, dł. 180 mm
- 1x Dłuto 6 mm, dł. 180 mm
- 1x Dłuto 7 mm, dł. 180 mm
- 1x Dłuto 9 mm, dł. 180 mm
- 1x Cążki łyżeczkowe podwójne proste
- 1x Kiureta, gięta jedna strona ostra, \varnothing 4 mm, dł. 65 mm
- 1x Kiureta, łukowata jedna strona ostra \varnothing 5,5 mm, dł. 65 mm
- 1x Mikrofraktor, szpikulec zagięty 300, dł. 65 mm
- 1x Mikrofraktor, szpikulec zagięty 450, dł. 65 mm
- 1x Mikrofraktor, szpikulec zagięty 600, dł. 65 mm
- 1x Sonda hakowa dł. 115 mm

Informacje:

Model: