

Szkielet do natrysków Bryza



Opis produktu:

Szkielet do natrysków Bryza przystosowany do zabiegów hydroterapii wykorzystujących siłę strumienia i temperaturę wody.

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Szkielet do natrysków Bryza

Szkielet przeznaczony do przeprowadzania natrysków leczniczych z odpowiednio rozmieszczonych dysz. Woda natryskiwana jest pod dużym ciśnieniem, równomiernie masując ciało pacjenta.

Cechy charakterystyczne szkieletu natrysku:

- wykonany ze stali nierdzewnej,
- 2 niezależne strefy natrysku: 1 - deszczownica z góry, 2 - natrysk płaszczyznowy z boków,
- zawór spustowy umożliwiający usunięcie wody z całej instalacji,
- do używania natrysku niezbędna jest katedra sterownicza **NPL2** lub **NPLE**.

Dane techniczne:

Nazwa	Szkielet do natrysków Bryza
Wymiary szkieletu natrysku (wys. x szer. x gł.) [cm]	215 x 87 x 80

Informacje:

Model: