



## Konstrukcja przyścienna WALL STAND dla pojedynczych aparatów REDCORD

### Opis produktu:

Konstrukcja przyścienna dla pojedynczych aparatów WALL STAND, **możliwość zawieszenia do 4 pojedynczych aparatów.**

### Zdjęcia produktu:

### Szczegółowy opis produktu:

## Konstrukcja przyścienna WALL STAND dla pojedynczych aparatów REDCORD

**Redcord konstrukcja przyścienna** - montowana do ściany, pozwala na zamontowanie do czterech pojedynczych **aparatów Redcord**. Znajduje zastosowanie w pomieszczeniach, w których nie może zostać zamontowana **konstrukcja sufitowa**.

Terapia Redcord to innowacyjna metoda terapeutyczna oparta na terapii w podwieszeniu, wykorzystująca specjalne urządzenia i system lin, które pozwalają na kontrolowane odciążenie ciała pacjenta podczas wykonywania ćwiczeń.

System Redcord umożliwia terapeutom dostosowanie intensywności ćwiczeń do indywidualnych potrzeb i możliwości pacjenta, dzięki czemu terapia może być skuteczna zarówno dla osób z ograniczeniami ruchowymi, jak i dla profesjonalnych sportowców. Terapia Redcord jest szeroko stosowana w dziedzinie fizjoterapii, rehabilitacji sportowej, oraz treningu funkcjonalnego, znajdując zastosowanie zarówno w leczeniu urazów, jak i w poprawie ogólnej sprawności fizycznej.

### Dane techniczne:

- Maksymalne obciążenie: 250 kg na urządzenie
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 420 cm x 200 cm x 245 cm
- Minimalna wysokość sufitu: 250 cm
- Materiał: stal malowana proszkowo i anodyzowane aluminium
- Waga: 74,62 kg

**Uwaga:** Nie ma możliwości zamontowania konstrukcji sufitowej na konstrukcji przyściennej **Wall**

## Stand

### Informacje:

Kategoria: Redcord  
Typ: nóżki i stelaże

### Model: