

## Stelaż do pojedynczych aparatów REDCORD TRAINER do wysokich pomieszczeń



### Opis produktu:

Stelaż do **pojedynczych aparatów Redcord Trainer** o regulacji wysokości w zakresie **26 - 87 cm**, dla sufitów **266 - 327 cm**, przeznaczony do wysokich pomieszczeń.

### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

Stelaż do pojedynczych aparatów **Redcord Trainer** o regulacji wysokości w zakresie **26 - 87 cm**, dla sufitów **266 - 327 cm**. Umożliwia zamontowanie aparatu **Redcord Trainer** do wysoko umieszczonego sufitu.

**Opcja:** Dodatkowe nóżki do stelaża, łączna regulacja wysokości w zakresie **88 - 187 cm**, dla sufitów **328 - 427 cm**

**Uwaga:** Maksymalne obciążenie stelaża to 250 kg.

### Informacje:

Kategoria: Redcord  
Typ: nóżki i stelaże

### Model:

Dodatkowe nóżki do stelaża Redcord: Nie, Tak