

## Galaxy Mercury S4.F0, 4-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji



### Opis produktu:

**Galaxy Mercury S4.F0** to nowoczesny, 4-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji, zaprojektowany z myślą o maksymalnej funkcjonalności i wygodzie zarówno dla terapeuty, jak i pacjenta. Idealny do profesjonalnych gabinetów fizjoterapeutycznych, klinik oraz ośrodków rehabilitacyjnych.

### Kluczowe cechy:

- **Regulacja zagłówka za pomocą sprężyny gazowej** w zakresie od -70° do +40°.
- **Smart4Arms** - innowacyjny system płynnej, bezrubowej regulacji bocznych zagłówka z automatyczną blokadą pozycji.
- **2-warstwowa tapicerka** dostępna w **14 wersjach kolorystycznych**,
- **System Hallotronic®** - elektryczna regulacja wysokości za pomocą ramki wokół podstawy stołu.
- **Personal Authorization System** - zintegrowany system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu, oparty na dwóch magnetycznych kluczach.

### Zdjęcia produktu:





## Szczegółowy opis produktu:

### Stół rehabilitacyjny Galaxy Mercury S4.F0

#### Profesjonalna konstrukcja dla wymagających zastosowań

**Galaxy Mercury S4.F0** to zaawansowany **4-sekcyjny stół do masażu i rehabilitacji** z serii Galaxy, zaprojektowany z myślą o profesjonalnych zastosowaniach medycznych i fizjoterapeutycznych. Model charakteryzuje się **stabilną stalową ramą o konstrukcji krzyżakowej malowaną proszkowo**, która gwarantuje niezawodność podczas najbardziej intensywnych terapii. **Gumowe stopki z regulacją wysokości do 1 cm** umożliwiają precyzyjne wypoziomowanie stołu na każdej powierzchni.

#### Inteligentne rozwiązania regulacyjne i komfort terapeuty

Stół do masażu posiada **zaawansowany system elektrycznej regulacji wysokości Hallotronic®** z innowacyjną ramką wokół podstawy stołu, który dzięki wyeliminowaniu przełączników mechanicznych zapewnia **wyjątkową cichość pracy**. Zagłówek oferuje **łatwą regulację przy pomocy sprężyny gazowej w zakresie od -70° do +40°**, wyposażony w **wyprofilowany otwór na twarz wraz z praktyczną zaślepką**.

#### Cechy charakterystyczne

4-sekcyjny stół do masażu,

łatwa regulacja zagłówek przy pomocy sprężyny gazowej (od -70° do +40°),

zagłówek z wyprofilowanym otworem na twarz wraz z zaślepką,

SmartS4Arms - płynna, bezrębowa regulacja bocznych zagłówek, oparta o mechanizm przesuwny z blokadą. Zmiana wysokości odbywa się przez docisk dłonią, a automatyczna blokada pozycji zabezpiecza przed niepożądanym przesunięciem bocznych zagłówek w czasie terapii,

2-warstwowa tapicerka dostępna w wielu wersjach kolorystycznych,  
łącznik z tapicerki maskujący przerwy między sekcjami,  
śruby mocujące leżysko wkręcane w metalowe wzmocnienia znajdujące się w desce tapicerki,  
stabilna stalowa rama o konstrukcji krzyżakowej malowana proszkowo,  
relingi do zamocowania pasów oraz otwory na bananki,  
Hallotronic® - system elektrycznej regulacji wysokości za pomocą ramki wokół podstawy stołu,  
który dzięki wyeliminowaniu przełączników mechanicznych i stykowych obniża hałas przy regulacji  
wysokości,  
Personal Authorization System - zintegrowany z podstawą stołu system zabezpieczający przed  
niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony w 2 stożkowe, magnetyczne klucze dostępu.  
System służy zwiększeniu bezpieczeństwa nawet po odłączeniu sterowania zdalnego w postaci  
pilota bądź pedału nożnego,  
gumowe stopki z regulacją wysokości do 1 cm umożliwiające wypoziomowanie stołu,  
szerokość tapicerki 64 lub 80 cm,

### **Typ ramy dolnej - F0**

Rama F0 posiada 2 gumowe stopki i 2 małe kółka, ułatwiające transport stołu. System jest  
rekomendowany dla osób, które rzadko przestawiają stół.

### **Tapicerka w serii Galaxy - połączenie funkcjonalności i trwałości**

Wybór odpowiedniego koloru tapicerki pozwala idealnie dopasować stół do masażu i rehabilitacji  
Galaxy Mercury S4.F0 do wystroju Twojego gabinetu. Tapicerka Lux łączy najwyższą jakość  
wykonania z praktycznymi właściwościami.

### **Kolory tapicerki LUX**

#### **Specyfikacja techniczna:**

Powierzchnia: 100% Poliuretan

Podkład: 100% Poliester

Odporność na hydrolizę

Nie zawiera rozpuszczalników chemicznych

Wysoka odporność na zadrapania

Przyjazne dla środowiska

Wytrzymałość i wydajność

**OM006 - White**

**OM240 - Beige**

**OM315 - Sky**

**OM221 - Blue**

**OM314 - Cement**

**OM076 - Olive Grey**

**OM173 - Dark Brown**

**OM225 - Black**

**OM469 - Lima**

**OM157 - Forest**

**OM053 - Red**

**OM217 - Bordeaux**

**OM095 - Mostaza**

**OM075 - Orange**

## **Systemy bezpieczeństwa dostępne w stole Galaxy Saturn P5.F0**

### **Personal Authorization System**

Zintegrowany z podstawą stołu system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu, wyposażony w 2 stożkowe, magnetyczne klucze dostępu.

### **Hallotronic®**

Stół wyposażony w technologię Hallotronic®, która dzięki wyeliminowaniu przełączników mechanicznych i stykowych znacząco podnosi niezawodność i bezpieczeństwo pracy oraz obniża hałas przy regulacji wysokości.

### **Smart4Arms**

Stół wyposażony w technologię Smart4Arms, która zapewnia płynną, bezśrubową regulację boczków zagłówek, opartą o mechanizm przesuwny z blokad. Zmiana wysokości odbywa się przez docisk dłonią, a automatyczna blokada pozycji zabezpiecza przed niepożądanym przesunięciem boczków zagłówek w czasie terapii.

## **STÓ? REHABILITACYJNY**

### **Galaxy Mercury S4.F0 znajduje szerokie zastosowanie w**

## **Gabinetach rehabilitacyjnych**

Galaxy Mercury S4 to profesjonalny stół rehabilitacyjny, który doskonale sprawdza się w gabinetach rehabilitacyjnych. Jego 4-sekcyjna konstrukcja z regulacją zagłówek (-70° do +40°) umożliwia terapeutom precyzyjne dostosowanie pozycji pacjenta podczas różnorodnych zabiegów fizjoterapeutycznych.

System Hallotronic® zapewnia cichą i płynną elektryczną regulację wysokości (50-101 cm), co jest szczególnie istotne podczas długotrwałych sesji terapeutycznych. Stabilna, krzyżakowa konstrukcja ramy gwarantuje bezpieczeństwo nawet przy intensywnych ćwiczeniach rehabilitacyjnych, a

maksymalne obciążenie do 200 kg pozwala na pracę z pacjentami o różnej budowie ciała.

## Placówkach medycznych

W szpitalach, klinikach zdrowia i innych placówkach medycznych stół Galaxy Mercury S4 stanowi nieodzowny element wyposażenia. Jego wszechstronność pozwala na wykorzystanie zarówno do badań diagnostycznych, jak i zabiegów terapeutycznych. Wyposażony w Personal Authorization System zapewnia bezpieczeństwo przed niepożądaną zmianą ustawień, co jest szczególnie ważne w środowisku medycznym z wieloma użytkownikami.

Dwuwarstwowa, atestowana tapicerka jest odporna na zadrapania i hydrolizę, co umożliwia łatwą dezynfekcję zgodnie z wymogami sanitarnymi placówek medycznych. Dodatkowo, możliwość wyposażenia stołu w opcję Limfa z oddzielnymi oparciami na kończyny górne sprawia, że jest idealny do pracy z pacjentami po mastektomii oraz do przeprowadzania manualnego drenażu limfatycznego.

## Gabinetach odnowy biologicznej

W salonach odnowy biologicznej i gabinetach masażu stół Galaxy Mercury S4 łączy funkcjonalność z nowoczesnym designem, który doskonale komponuje się z wystrojem wnętrza. Wyprofilowany zagłówek z otworem na twarz i zaślepką zapewnia komfort pacjenta podczas zabiegów relaksacyjnych i masażu. Elektryczna regulacja wysokości umożliwia terapeutę przyjęcie ergonomicznej pozycji podczas pracy, co przekłada się na jakość wykonywanych zabiegów.

Możliwość indywidualnego dopasowania pozycji stołu do różnych rodzajów masażu i zabiegów kosmetycznych zwiększa wszechstronność gabinetu, pozwalając na oferowanie szerokiego spektrum usług. Dodatkowo, łącznik z tapicerki maskujący przerwy między sekcjami zapewnia jednolitą powierzchnię, co podnosi komfort klienta podczas zabiegów.

## Akcesoria opcjonalne

Kliny Wałki Wieszak typ 7 Klin Kaltenborna (duży) Klin Kaltenborna (mały) Mata ochronna na stół Podkład higieniczny Prześcieradło

Kąt regulacji zagłówka

Wymiary sekcji stołu

Kształt stołu Galaxy Mercury S4.F0

### Informacje:

Szerokość: 64 cm  
 Długość: 202 cm  
 Masa: 115 kg  
 Zakres regulacji kąta pochylenia zagłówka: -70 – +40°  
 Linia: Galaxy  
 Liczba sekcji: 4  
 Typ stołu: Regulowana wysokość

### Model:

Kolory tapicerki Omega: OM006 White, OM240 Beige, OM315 Sky, OM221 Blue, OM314 Cement, OM076 Olive Grey, OM173 Dark Brown, OM225 Black, OM469 Lima, OM157 Forest, OM053 Red, OM217 Bordeaux, OM095 Mostaza, OM075 Orange  
 Szerokość leżyska dla stołów Meden-Inmed: 64 cm, 80 cm

Zakres regulacji wysokości: 50 - 101 cm  
Typ regulacji wysokości: Elektryczna  
Maksymalne obciążenie: 200 kg  
Funkcja pionizacji: Nie  
Podgrzewane leże: Tak  
PAS: Tak  
Hallotronic: Tak  
Smart4Arms: Tak  
Grubość tapicerki: 40 mm  
Grubość tapicerki: 50 mm (opcja)

Grubość tapicerki stołów Meden-Inmed: 40 mm,  
50 mm  
Podgrzewane leżysko dla stołów Meden-Inmed:  
Nie, Tak