

Uchwyty REDCORD STRAP z zaczepem

Opis produktu:

Zestaw dwóch miękkich uchwytów do linek Redcord z zaczepem.



Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Komplet dwóch **miękkich uchwytów do linek Redcord** umożliwiających wykonywanie ćwiczeń rehabilitacyjnych i fitness w odciążeniu. Maksymalny udźwig 100kg. Można je prac mechanicznie w temperaturze do 60oC.

Informacje:

Kategoria: Redcord
Typ: akcesoria

Model: