

Taboret lekarski

Opis produktu:

Taboret lekarski wyposażony jest w regulację wysokości przy pomocy kolumny gazowej oraz system kółek.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Taboret lekarski

Taboret lekarski z tapicerowanym siedziskiem, regulacją wysokości przy pomocy kolumny gazowej oraz wyposażony w podgumowane kółka skrętne.

Cechy charakterystyczne:

- siedzisko obite skajem,
- regulacja wysokości umożliwiająca podnoszenie i opuszczanie siedziska w celu dostosowania go do różnych wysokości ciała,
- łatwa do czyszczenia chromowana podstawa,
- podgumowane kółka skrętne,
- kółka samohamujące (dodatkowa opcja),
- solidna konstrukcja i niezawodna wydajność,
- kompaktowy, okrągły kształt zapewniający swobodę ruchu w ograniczonych przestrzeniach,

Dedykowany dla osób specjalizujących się w:

- stomatologii,
- chirurgii,
- ginekologii,
- medycyny estetycznej,
- medycyny weterynaryjnej,
- okulistyce,
- kosmetologii i fryzjerstwie.

Tapicerka standard, 16 kolorów:

Odporna na działanie wysokich temperatur

Odporna na ciecze (woda, krew, solanka)

Miękka, elastyczna i komfortowa powłoka

Wysoce wytrzymała, odporna na zadrapania

Łatwa w czyszczeniu

Zalecamy czyszczenie tapicerki standard oraz premium wyłącznie wodą z mydłem.

Ecru

Beżowy

Niebieski

Granatowy

Terakota

Brązowy

Szary

Grafitowy

Czarny

Czerwony

Jasnozielony

Miodowy

Morski

Limonka

Pomarańczowy

Błękitny

Tapicerka premium, 12 kolorów:

6 razy bardziej wytrzymała od tapicerki standard

Odporna na rozciąganie

Niezwykłe miękka

Odporna na działanie promieni UV

Łatwa w czyszczeniu

Odporna na działanie cieczy (oleje, krew, mocz)

Odporna na niskie temperatury

Antybakteryjna powłoka (z cząsteczkami nanosrebra)

Odporna na działanie chemii

Odporna na ścieranie

6701 - White

6703 - Ecrú

6731 - Mango

6722 - Grass

6724 - Jet

6734 - Quetzal

6718 - Tangelo

6738 - Wine

6726 - Artesian

6739 - Graphite

6728 - Black

6713 - Chocolate

Próbki kolorów są orientacyjne i nie stanowią dokładnej repliki rzeczywistych kolorów produktu. W związku z różnicami w ustawieniach monitora i równowadze kolorów, są one jedynie orientacyjne i nie powinny być interpretowane jako dokładny odpowiednik koloru wymienionego produktu.

Taboret lekarski - dane techniczne:

Wysokość [cm]:	51 - 71
Średnica siedziska [cm]:	36
Średnica podstawy [cm]:	60
Maksymalne obciążenie [kg]:	150
Waga [kg]:	6,5
Wymiary opakowania [cm]:	60 x 59 x 18

Informacje:

Kategoria: Taborety i koziółki

Model:

Kolor tapicerki: 02 - Niebieski - Standard, 14 - Limonka - Standard, 11 - Miodowy - Standard, 12 - Morski - Standard, 03 - Granatowy - Standard, 01 - Beżowy - Standard, 08 - Czarny - Standard, 07 - Grafitowy - Standard, 15 - Błękitny - Standard, 13 - Pomarańczowy - Standard, 00 - Ecu - Standard, 05 - Brązowy - Standard, 09 - Czerwony - Standard, 06 - Szary - Standard, 04 - Terakota - Standard, DOL-6701 White - Premium, DOL-6703 Ecu - Premium, DOL-6731 Mango - Premium, DOL-6713 Chocolate - Premium, DOL-6718 Tangelo - Premium, DOL-6722 Grass - Premium, DOL-6734 Quetzal - Premium, DOL-6738 Wine - Premium, DOL-6724 Jet - Premium, DOL-6726 Artesian - Premium, DOL-6739 Graphite - Premium, DOL-6728 Black - Premium

Taboret opcje: Kółka zwykłe, Kółka samohamujące