



Stół do pionizacji pacjenta - Vertimo Hi-Lo UNO

Opis produktu:

Vertimo Hi-Lo to funkcjonalny, 1-sekcyjny stół do pionizacji pacjentów, przeznaczony do placówek rehabilitacyjnych, szpitali oraz gabinetów fizjoterapii. **Jego obniżona rama z prześwitem 20 mm sprawia, że transfer pacjenta z wózka jest łatwy i bezpieczny.** Urządzenie umożliwia elektryczną regulację kąta nachylenia oraz wysokości za pomocą pilota ręcznego wyposażonego w klucz autoryzacji dostępu.

Kluczowe cechy Vertimo Hi-Lo:

- **Elektryczna regulacja kąta nachylenia** (0–87°) i wysokości (48–98 cm).
- **2 niezależnie regulowane podnóżki.**
- **System jezdny** z 4 kołami kierunkowymi i indywidualnym blokowaniem.
- **Relingi do mocowania** pasów i akcesoriów.

Zdjęcia produktu:





Szczegółowy opis produktu:

Stół do pionizacji pacjenta - Vertimo Hi-Lo UNO

Vertimo Hi-Lo to popularny w swojej dziedzinie stół do pionizacji pacjentów. Łatwa regulacja kąta nachylenia i wysokości oraz niskoprofilowa konstrukcja ramy dają elastyczność i komfort podczas pracy z pacjentem neurologicznym, ułatwiając transfer z wózka inwalidzkiego.

Cechy charakterystyczne:

- 1-sekcyjny stół do pionizacji z 2 niezależnie regulowanymi podnóżkami,
- **obniżona rama (prześwit ~20 mm) umożliwiającą podjazd wózkiem inwalidzkim i łatwy transfer pacjenta,**
- łatwa, elektryczna regulacja kąta nachylenia i wysokości stołu za pomocą pilota ręcznego wyposażonego w klucz autoryzacji dostępu,
- 2 mocne i wytrzymałe siłowniki elektryczne,
- funkcjonalne relingi do zamocowania pasów i akcesoriów,
- bogaty wybór opcji i akcesoriów dodatkowych,
- zestaw pasów umożliwiających komfortowe zabezpieczenie pacjenta podczas pionizacji,
- 2-warstwowa tapicerka wykonana z atestowanych materiałów dostępna w wielu wersjach kolorystycznych,
- śruby mocujące leżysko wkręcane w metalowe wzmocnienia znajdujące się w desce tapicerki,
- malowana proszkowo, solidna i stabilna stalowa rama,
- system jezdny składający się z czterech kół kierunkowych z indywidualnym systemem blokowania.

Tapicerka w serii Vertimo - połączenie funkcjonalności i trwałości

Wybór odpowiedniego koloru tapicerki pozwala idealnie dopasować stół do masażu i rehabilitacji Vertimo Hi-Lo UNO do wystroju Twojego gabinetu. Tapicerka Lux łączy najwyższą jakość wykonania z praktycznymi właściwościami.

Kolory tapicerki LUX

Specyfikacja techniczna:

Powierzchnia: 100% Poliuretan

Podkład: 100% Poliester

Odporność na hydrolizę

Nie zawiera rozpuszczalników chemicznych

Wysoka odporność na zadrapania

Przyjazne dla środowiska

Wytrzymałość i wydajność

OM006 - White

OM240 - Beige

OM315 - Sky

OM221 - Blue

OM314 - Cement

OM076 - Olive Grey

OM173 - Dark Brown

OM225 - Black

OM469 - Lima

OM157 - Forest

OM053 - Red

OM217 - Bordeaux

OM095 - Mostaza

OM075 - Orange

STÓŁ? DO PIONIZACJI PACJENTA

Vertimo Hi-Lo UNO stosowany jest w:

Pionizacji pacjenta

Pionizacja to kluczowy etap rehabilitacji osób, które przez dłuższy czas były unieruchomione w pozycji leżącej – na przykład po udarze, urazie rdzenia kręgowego czy poważnych operacjach. Proces ten polega na stopniowym przyzwyczajaniu organizmu do pozycji pionowej, co ma ogromne znaczenie dla zdrowia pacjenta. Regularna pionizacja zapobiega powstawaniu odleżyn, zanikowi mięśni i kości, przykurczom stawów oraz poprawia krążenie i funkcjonowanie układu oddechowego.

Poza korzyściami fizycznymi pionizacja wpływa także na poprawę samopoczucia psychicznego i zwiększa samodzielność pacjenta. Umożliwia powrót do codziennych czynności, wzmacnia poczucie własnej wartości i ułatwia integrację społeczną.

Stół do pionizacji pacjenta Vertimo Hi-Lo UNO to nowoczesne rozwiązanie dedykowane placówkom medycznym i rehabilitacyjnym. Model ten wyposażony jest w elektryczną regulację kąta nachylenia, szeroki zakres regulacji wysokości oraz obniżoną ramę z prześwitem 20 mm. Taka konstrukcja pozwala na łatwe zsunięcie się pacjenta z wózka bezpośrednio na leżysko, co znacznie ułatwia proces transferu i zwiększa komfort pacjenta. Solidna konstrukcja oraz dołączony zestaw pasów stabilizujących zapewniają pacjentowi bezpieczeństwo podczas pionizacji.

Informacje:

Szerokość: 69 cm
Długość: 190 cm
Masa: 115 kg
Kąt regulacji sekcji środkowej: 0 – 87 (+3)°
Linia: Vertimo
Liczba sekcji: 1
Typ stołu: Regulowana wysokość
Zakres regulacji wysokości: 48 – 98 cm
Typ regulacji wysokości: Elektryczna
Maksymalne obciążenie: 200 kg (150 kg pionizacja)
Funkcja pionizacji: Tak
Podgrzewane leże: Nie
PAS: Tak
Hallotronic: Nie
Smart4Arms: Nie

Model:

Podpora ręki lewej lub prawej (1 szt.): nie, tak
Vertimo STOLIK: tak, nie
Kolory tapicerki Omega: OM006 White, OM240 Beige, OM315 Sky, OM221 Blue, OM314 Cement, OM076 Olive Grey, OM173 Dark Brown, OM225 Black, OM469 Lima, OM157 Forest, OM053 Red, OM217 Bordeaux, OM095 Mostaza, OM075 Orange