

Resektoskop Shark



Opis produktu:

Modularny Resektoskop Shark jest rezultatem wielu lat doświadczeń projektantów Richard Wolf. Narzędzie wyróżnia się funkcjonalnością, precyzją oraz wydajnością. Histeroresektory Shark są ergonomiczne, intuicyjne w obsłudze i bezpieczne w użytkowaniu.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Resektoskop Shark

Resektoskop Shark firmy **Richard Wolf GmbH** to połączenie doświadczenia i nowoczesnej technologii. Urządzenie służy do usuwania narządów lub jego części w mało inwazyjny sposób pozwalając dostosować zabieg do sytuacji zdrowotnej i stadium choroby pacjenta. Resektoskop Shark cechuje się wyjątkową precyzją i wydajnością - dzięki zastosowaniu stali nierdzewnej, ceramiki i biokompatybilnego plastiku, urządzenie zachowuje maksymalną żywotność.

Histeroresektor Shark może być obsługiwany zarówno **przez prawo jak i leworęcznych operatorów**, przy odpowiednim ustawieniu palców na podpórcie przy rękojeści. Posiada

niezawodne zamki zatrzaskowe umożliwiające szybkie podłączanie i odłączanie poszczególnych elementów i powiększony pierścień na kciuk.

Resektoskop Shark zapewnia pełną swobodę przemieszczania - zastosowano pełny system osłony z powłoką wewnętrzną obracaną o 360°.

Skośna końcówka osłony na dystalnym końcu wykonana z czarnej ceramiki umożliwia skoncentrowane nawadnianie i zapobiega odbiciu światła.

Resektoskop Shark - cechy charakterystyczne

- Ergonomiczny kształt z zastosowanym wsparciem na palec Otwarta lub zamknięta konstrukcja uchwytu sprawia, że instrument odpowiedni zarówno dla osób leworęcznych i praworęcznych.
- Możliwość pracy w systemie bipolarnym oraz monopolarnym.
- Płaszcz z ciągłym przepływem w wariantach 22/24 charr bądź 24/26 charr.
- Możliwość stosowania innowacyjnych elektrod BIVAP oraz E nukleacyjnych

Resektoskop Shark - możliwości konfiguracji

- wersje mono i bipolarne
- systemy jedno i dwupłaszczowe
- średnice zewnętrzne od 24 do 26 Fr.
- optyki 4 mm: 0, 12, 30°
- elektrody jedno- i wielorazowe

Dlaczego warto wybrać Resektoskop Shark?

Płaszcz do resektoskopu Shark

- Płaszcz do irygacji ciągłej w rozmiarach 22/24 Fr. i 24/26 Fr.
- Płaszcz do irygacji przerywanej w rozmiarach 24 Fr. i 26 Fr.
- System podwójnych płaszczy z wewnętrznym płaszczem obracającym o 360°
- Powiększone otwory irygacyjne dla większej wydajności

Elementy robocze

- Ergonomiczna konstrukcja z podparciem palców "płetwą rekina" i pierścieniami na kciuk
- Kompatybilność wsteczna z poprzednimi płaszczykami resektoskopu

Elektrody

- Zwiększona stabilność dzięki nowo zaprojektowanej konstrukcji widełek elektrody
- Precyzyjne prowadzenie elektrody przez element roboczy i teleskop
- Zatrzymanie elektrody na elemencie roboczym
- Intuicyjne blokowanie elektrody, w celu zamocowania elektrody

Głowica kamery

Uzupełnieniem resektoskopu jest innowacyjna głowica ENDOCAM Logic HD Pendual. Poprzez prosty obrót może być ustawiona osiowo dla procedur endoskopowych, takich jak URS i PCNL.

- 1CCD HD format 5:4

- Złącze zatrzaskowe do szybkiego blokowania teleskopu w miejscu

Informacje:

Model: