



H SOLVO laser holmowy do zabiegów urologicznych

Opis produktu:

Laser holmowy H Solvo jest urządzeniem przeznaczonym do zabiegów urologicznych. Przy mocy 30 W na końcówce włókna i impulsów o wysokiej energii możliwe jest kruszenie kamieni niezależnie od ich twardości i składu chemicznego. H Solvo idealnie nadaje się również do ablacji guzów czy usuwania zwężeń w układzie moczowym.

Produkt archiwalny

Sprawdź - Laser holmowy - Medilas H Solvo 35

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Zalety:

- Jedyny na świecie laser 30 W z własnym, najcieńszym włóknem o pracy mocą końcową 30 W
- Możliwość wyświetlania parametrów pracy lasera na monitorze endoskopowym
- Bezprzewodowy i przewodowy pedał trzyczęściowy idealnie dopasowany do zmiany mocy, energii czy częstotliwości pracy
- Najmniejsza (najlepsza) wiązka naprowadzająca o wartości 0-390 μ W spośród wszystkich laserów 30 W na świecie
- Łatwy w obsłudze i przyjazny w pracy interfejs
- Dotykowy 7 calowy wyświetlacz LCD
- Włókna różnej grubości, w zależności od potrzeb zabiegu urologicznego
- Szerokie zastosowanie w następujących dziedzinach medycyny: urologii, chirurgii ogólnej, gastroenterologii, ENT, chirurgii pediatricznej, ortopedii czy neurologii.

Charakterystyka:

Typ lasera	Ho: YAG
Długość fali	2080 nm
Moc szczytowa	regulowana do 30W
Energia impulsów	200 - 3500 mJ
Częstość impulsów	3 - 20 Hz
Wiązka naprowadzająca	zielona, 532 nm, 0-390 μ W, regulowana intensywność
Zasilanie	115/230V AC, 50/60 Hz
Sterowanie	7 calowy kolorowy ekran dotykowy

Akcesoria:

- Włókna jedno i wielorazowe o różnej grubości od 200 do 1000 μ m i różnej mocy końcowej od 15 do 100 W
- 5 różnych rodzajów okularów ochronnych
- Zestaw do obcinania włókien
- Półka na akcesoria

	Pobierz ulotkę produktu
--	--------------------------------

	Zapoznaj się z artykułem z Przeglądu Urologicznego
--	---

Informacje:

Opcje produktu: