




## Zestaw DATA CAPTURE V2 Spectra - do zapisywania indywidualnie ustalanych sesji

### Opis produktu:

Zestaw Data Capture V2 Spectra.

### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

Zestaw obejmujący pilota sterującego urządzeniem z wejściem USB, pendrive z oprogramowaniem Data Capture oraz 5 pustych kluczy USB do zapisywania indywidualnie ustalanych sesji.

Oprogramowanie pozwala między innymi na generowanie graficznych raportów z postępów, feedback i analizę przebiegu terapii, programowanie urządzenia.

### Informacje:

Kategoria: Szyny CPM

### Model:

DATA CAPTURE: Brak, 5 pustych kluczy USB, 20 pustych kluczy USB