

Przewód elektrodowy do Gymna Combi 200, 400 i 500



Opis produktu:

Kable do aparatów do elektroterapii serii 200, 400 i 500: 2-żyłowy przewód do elektrod do aparatów serii 200 i 500 2-żyłowy przewód do elektrod do aparatów serii 400 Długość kabla ok 220 cm

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Kable i przewody do aparatów Gymna z serii 200, 400 i 500:

- 2-żyłowy przewód do elektrod do aparatów serii 200 i 500,
- 2-żyłowy przewód do elektrod do aparatów serii 400.

Informacje:

Kategoria: Elektrody

Model:

Kable gymna: 2-żyłowy przewód do elektrod do aparatów serii 200 i 500, 2-żyłowy przewód do elektrod do aparatów serii 400