

Podkład wiskozowy do elektrod silikonowo-węglowych 2szt



Opis produktu:

Podkłady wiskozowy o różnych wymiarach to pokrowiec dedykowany do elektrod silikonowo-węglowych 6x12 cm, które stosuje się w zabiegach elektroterapii. **Cena dotyczy 2 szt.**

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Pokrowiec wiskozowy stosuje się z kilku ważnych powodów:

- Zwiększenie powierzchni czynnej elektrody - woda, którą nawilżony jest pokrowiec do elektrod, przewodzi prąd i w efekcie cała powierzchnia pokrowca wiskozowego staje się elektrodą.
- Poprawa przylegania elektrody do ciała pacjenta - materiał, z którego wykonany jest pokrowiec wiskozowy jest dużo bardziej miękki od elektrody. W związku z tym podkład ściśle przylega całą swoją powierzchnią. Przy użyciu samej elektrody nie jesteśmy w stanie uzyskać takiego efektu, ponieważ ściśle przylega ona jedynie na dużej, płaskiej powierzchni. Wszelkie nierówności anatomiczne powodują niedokładne przyleganie elektrody.

ROZMIAR ELEKTRODY	ROZMIAR PODKŁADU
6 x 6 cm	8 x 8 cm
6 x 12 cm	8 x 14 cm
7 x 7 cm	10 x 10 cm
7 x 10 cm	10 x 12 cm

Informacje:

Kategoria: Elektrody

Model:

Woreczki wiskozowe Astar: 8 x 8 cm, 8 x 14 cm,
10 x 10 cm, 10 x 12 cm