

Folia aluminiowa (1 mb) - elektroda do jonoforezy



Opis produktu:

Folia aluminiowa 1 mb idealna do wycięcia na elektrody do fizykoterapii

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Folia aluminiowa (1 mb) - elektroda do jonoforezy

- Folia aluminiowa idealnie sprawdzi się do wycięcia elektrod do elektroterapii o preferowanym przez nas rozmiarze i kształcie.
- Folia będąc metalem jest przewodnikiem, dzięki czemu możemy przeprowadzić zabieg jonoforezy. Jednak należy pamiętać, że czynnikiem leczniczym w jonoforezie nie jest prąd, ale jony dostarczone do organizmu. Zastosowanie prądu powodują, że w tkankach podwyższa się temperatura. Wpływa to na poprawę krążenia i odżywienie komórek, co wspomaga np. działanie przeciwzapalne czy przeciwbólowe.
- Z uwagi na to że elektrody z foli aluminiowej nie będą mieć możliwości przyłączenia ich do aparatu, ze względu na brak gniazda wejściowego, bardzo polecamy Państwu nasze złącza uniwersalne, służące właśnie do takich celów.

Informacje:

Model:

Folia do jonoforezy: Folia aluminiowa (1 mb)