

Statyw Light do panelowych aplikatorów Viofor



Opis produktu:

statyw przeznaczony do mocowania aplikatorów magnetyczno-światlnych MS3, MS4, MS8

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Statyw Light do panelowych aplikatorów Viofor

Cechy charakterystyczne

- uchwyt aplikatora punktowego, eliptycznego i magnetolaser
- do mocowania aplikatorów panelowych MS3, MS4, MS8
- regulacja wysokości statywu
- dwie obrotowe półki na sterowniki Viofor JPS, z regulacją wysokości
- ruchome ramię i regulacja mocowania aplikatorów w czterech stopniach swobody
- podstawa zaopatrzona w kółka z blokadą pozycji
- półka na akcesoria

Dane techniczne:

max. wysokość	142 cm
max. szerokość	35 cm
masa	14 kg

Informacje:

Model: