



Aplikator punktowy do ledoterapii - Magnetic Light

Opis produktu:

Urządzenie przeznaczone do wykonywania zabiegów terapii fotodynamicznej (PDT) emituje promieniowanie czerwone (niekoherentne i niespolaryzowane – nielaserowe) z diody LED dużej mocy i jest przeznaczone do stosowania miejscowego, w bliskim kontakcie z leczoną powierzchnią, przy czym podczas prowadzenia terapii magnetolaserem zarówno pacjent, jak i personel medyczny powinni stosować okulary ochronne.

Współpracuje z **Viofor S-PDT MagneticLight**

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

- przeznaczony do wykonania procedury terapii fotodynamicznej (PDT)
- emituje wiązkę promieniowania ledowego czerwonego (niekoherentnego i niespolaryzowanego – nielaserowego) z diody LED mocy
- przeznaczony do stosowania miejscowego, bliskiego kontaktowemu
- podczas prowadzenia terapii magnetolaserem zalecane jest stosowanie przez pacjenta i obsługę okularów ochronnych.

DANE TECHNICZNE:

- długość fali – 632 nm
- maksymalna moc wyjściowa – 400 mW
- klasa bezpieczeństwa – 3 B
- średnica plamki na wyjściu aplikatora – 17 mm
- powierzchnia aplikacji – 2,3 cm²
- sposób przyłączenia aplikatora
- złącze 12-pinowe (do sterownika Viofor S-PDT MagneticLight)

- złącze 8-pinowe (do sterownika Viofor S-PDT Laser)
- waga – 225 g
- wymiary -16,0cm x 3,6cm x 3,6cm

Informacje:

Model: