



Urządzenie Aquamobil - masaż podwodny

Opis produktu:

Aquamobil umożliwia masaż podwodny za pomocą bicia z wymiennymi końcówkami. Aquamobil zapewnia wykonanie zabiegów w dowolnych wannach i basenach terapeutycznych.

Czy wiesz, że...

Masaż podwodny spełnia podobną funkcję jak masaż klasyczny, jednak wykorzystanie dysz zapewnia jednolite i równomierne działanie sił na ciało. Strumień wody z aparatu Aquamobil wywołuje ucisk i pobudza mięśnie, skórę oraz krążenie, dzięki czemu komórki są lepiej dotlenione i odżywione.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Urządzenie Aquamobil - masaż podwodny

Aquamobil umożliwia masaż podwodny za pomocą bicia z wymiennymi końcówkami. Aquamobil zapewnia wykonanie zabiegów w dowolnych wannach i basenach terapeutycznych.

Cechy charakterystyczne:

- obudowa z włókna szklanego ze specjalnymi wzmocnieniami,
- zdejmowana pokrywa serwisowa,
- 2 długie, elastyczne bicz (zabiegowy i pobierający wodę),
- zawór ciśnienia umożliwiający płynną regulację,
- wskaźnik ciśnienia wody w wężu bicia wodnego,
- 3 wymienne dysze,
- koła kierunkowe z hamulcami,

- elektroniczny panel sterowania,
- zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho,
- czujnik temperatury wody,
- bezpiecznik chroniący przed zwarcieniem,
- wbudowany automatyczny system dezynfekcji,
- wyłącznik zasilania z przodu urządzenia,
- uchwyty transportowe.

Przed dokonaniem zakupu należy zapoznać się z kartą instalacji (**patrz: zakładka Załączniki**) i upewnić się co do drogi transportowej urządzenia, uwzględniając jego wymiary i wagę.

Informacje:

Szerokość: 740 mm
Długość: 470 mm
Wysokość: 1070 mm
Zasilanie: 230 V / 50 Hz
Pobór prądu: 7 A
Ciśnienie bicia: 0-4 bar

Model: