



Gymna Pure - balsam do masażu intensywnie nawilżający - 500ml / 5 l

### Opis produktu:

Lekki, intensywnie nawilżający skórę pacjenta. **Balsam zapewnia komfort pracy terapeuty, dzięki idealnie gładkiej konsystencji.**

### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

## Balsam do masażu Gymna Pure

**Balsam do masażu terapeutycznego i relaksacyjnego Pure** firmy Gymna Uniphy z serii **Physio Care** to najwyższej jakości kompozycja składników **pielęgnujących skórę pacjenta**. Lekka i beztłuszczowa formuła balsamu nawilża skórę pozostawiając ją miękką, **ułatwia przeprowadzenie masażu**.

[img-3768-left-home\_default][img-3765-left-home\_default]

**Balsam do masażu Pure** charakteryzuje się bogactwem **składników nawilżających i odżywiających** skórę pacjenta. Zastosowanie balsamu przed zabiegiem znacznie podnosi **komfort pracy** terapeuty, zapewniając jednocześnie pełen komfort pacjentowi.

**Balsam do masażu Pure** posiada **neutralne pH**, dzięki czemu jest przyjazny dla skóry, a już jego niewielka ilość wystarcza do przeprowadzenia całego zabiegu, jest **bardzo wydajny**.

### Cechy produktu:

[illegible]

[illegible]

|   |   |    |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|
| P | a | r  | a | f | f | i | n | u | m |
| L | i | q  | u | i | d | u | m |   |   |
| P | a | r  | f | u | m |   |   |   |   |
| P | h | e  | n | o | x | y | e | t | h |
| a | n | o  | l |   |   |   |   |   |   |
| P | P | G- | 1 | 5 | S | t | e | r | y |
| E | t | h  | e | r |   |   |   |   |   |
| R | o | s  | m | a | r | i | n | u | s |
| O | f | f  | i | c | i | n | a | l | i |
| s | E | x  | t | r | a | c | t |   |   |
| S | o | r  | b | i | t | a | n |   |   |
| S | t | e  | a | r | a | t | e |   |   |
| S | u |    |   |   |   |   |   |   |   |

[illegible]

### Informacje:

Przeznaczenie: Do masażu  
Kategoria: Żele i balsamy  
Rodzaj preparatu: Balsam  
Konsystencja: Krem  
Pojemność: 500 ml  
Pojemność: 5000 ml  
Klasyfikacja: produkt niemedyyczny

### Opcje produktu:

Pojemność Gymna olejki: 500 ml, 5 l