

Lambda 175 - wózek kąpielowy

Opis produktu:

Wózek kąpielowy do mycia pacjenta w pozycji leżącej z elektryczną regulacją wysokości i pochylenia leżyska. Pozwala na szybkie i bezproblemowe przetransportowanie pacjenta do miejsca kąpeli. Dzięki swojej budowie pozwala na umycie, osuszenie i ubranie pacjenta bez narażania opiekuna na urazy kręgosłupa. Max. udźwig 175 kg, wyposażony w materac i podparcie szyi.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Lambda to wózek kąpielowy zaprojektowany, by pomóc opiekunom osób niepełnosprawnych w czynnościach higienicznych bez narażania się na urazy kręgosłupa. Dzięki dużemu zakresowi podnoszenia (596 - 1055 mm) urządzenie przoduje w swojej klasie, ułatwiając kąpiel lub przebieranie pacjenta.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności pacjenta boczne i końcowe poręcze posiadają możliwość blokowania w czterech różnych pozycjach. Po kąpeli woda jest odprowadzana drenami umieszczonymi w dnie leżyska, a 10° pochylenie łóża pozwala usunąć wodę z pacjenta, zwiększając wygodę suszenia pacjenta. Leże wyłożone jest gąbką i uzupełnione przez poduszkę, zapewniającą wygodę i komfort dla pacjenta.

Wózek posiada centralny hamulec oraz blokadę kierunkową. Krążki odbojowe zapobiegają uszkodzeniu podczas transportu. Urządzenie posiada elektryczną regulację wysokości, sterowaną za pomocą pilota. Siłownik wyposażony jest w przycisk bezpieczeństwa.

Zalety:

- Model przoduje w swojej klasie pod względem regulacji wysokości
- Wózek w bezpieczny sposób pochyla się o 10° , a osoba pozostaje w miejscu.

- Dreny w materacu ułatwiają całkowite odprowadzenie nagromadzonej wody, która wypływa przez wbudowane dreny i wąż.
- Łatwo toczące się kółka umożliwiają maksimum sterowności, a centralny system hamulców zapobiega toczeniu się wózka w trakcie użytkowania.
- Przezroczyste wzornictwo, zaprojektowane zgodnie z najnowszą technologią do użytku w domu, szpitalu lub ośrodku opiekuńczym.

Dane techniczne:

Zewnętrzny wymiar leżyska:	204,8 x 77 cm
Wewnętrzny wymiar leżyska:	187 x 60 cm
Zakres unoszenia:	59,6-105,5 cm
Pozycja anty-Trendelemburg	10°
Średnica kółek:	15 cm
Maksymalny udźwig:	175 kg
Waga urządzenia:	115 kg
Regulacja wysokości:	elektryczna
Rama:	malowana proszkowo

Informacje:
Opcje produktu: