



Podnośnik pacjenta - Podnośnik podsufitowy Luna

Opis produktu:

Podnośnik sufitowy LUNA o udźwigu w zakresie 200-275 kg, z 2-punktowym podwieszeniem dla podwieszki, montowany na szynie nośnej lub stelażu, zgodnie z zamówieniem klienta. Urządzenie zasilane akumulatorowo. Zestaw zawiera: pilot, ładowarkę z zasilaczem i wieszak.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Podnośnik sufitowy Luna przeznaczony jest do podnoszenia i transportowania pacjenta za pomocą systemu szyn zamontowanych na suficie, zgodnie z wytycznymi klienta. **Podnośnik Luna** jest dostępny w trybie stałym (mocowanym do szyny) i przenośnym (na pasie).

Podnośnik sufitowy Luna został ulepszony, o możliwość użytku łazienkowego bez obaw o ochłapanie podnośnika. Ergonomiczny pilot posiada rodzaj ochrony IPx4 a także IPx7, co znaczy że może być pokropiony (IPx4) lub całkowicie zamoczony w wodzie (IPx7). Użytkownik może także dokonać wyboru modelu pomiędzy pilotem z kablem wychodzącym z góry albo z dołu.

Oprócz standardowego awaryjnego opuszczania na pilocie, **podnośnik sufitowy Luna** został

dodatkowo wyposażony w ręczny system awaryjnego opuszczania.

Podnośnik sufitowy Luna

Pilot IPx7 może być całkowicie zamoczony w wodzie.

Nowe i ulepszone złącze podnośnika Luna IPx4 i kabla pilota.

Mocowanie poziome w trybie zamontowania na stałe lub przenośnym bez użycia narzędzi.

Zastosowanie:

- podnośnik sufitowy Luna mocowany na trzy sposoby: - pionowy (wąskie ułożenie zapewnia więcej miejsca w pobliżu głowy pacjenta); - poziomy (zapewnia większą wysokość podnoszenia i lepsze warunki pracy przy przemieszczaniu przez otwory drzwiowe); - stały (łatwy i bezpieczny montaż bezpośrednio na szynie)
- może być zamontowany w jednym lub wielu pomieszczeniach;
- przejście z pokoju do pokoju poprzez zastosowanie dwóch podnośników i wieszaka lub tylko jednego podnośnika;
- wieszak mocujący siedzisko pokryty antypoślizgowym materiałem;
- urządzenie jest przystosowane do użycia wieszaków o 2, 3 lub 4 punktach do zawieszenia siedziska;
- system kontrolujący prawidłowość montażu wieszaka;
- zaczepy wieszaka są zatraskiwane automatycznie pod wpływem ciężaru pacjenta, zapobiega to wypięciu się siedziska;
- podnoszenie i opuszczanie pacjenta - elektryczne;
- sterowanie transportem - elektryczne;
- sterowanie pracą podnośnika - z użyciem pilota lub wbudowanych w korpus klawiszy;
- zarówno na korpusie podnośnika jak i pilocie znajdują się funkcje awaryjne;
- urządzenie ładowane za pomocą ładowarki naściennej;
- szyny dostępne w trzech rozmiarach;
- przenośne i stacjonarne układy szyn.

Informacje:

Maksymalny udźwig: 200-275 kg
Sterowanie: pilot przewodowy
Wymiary: 32 x 13 cm
Typ akumulatora: kwasowo-ołowiowy
Czas ładowania: ok. 4,5-5 h przy całkowitym rozładowaniu
Długość pasa unoszącego: 220 cm
Masa urządzenia: 6,7 kg
Prędkość opuszczania: 44 mm/s przy obciążeniu 89 kg
Prędkość unoszenia: 30 mm/s przy obciążeniu 89 kg
Funkcje: obrotowe ramię
Zastosowanie: transport pacjenta
Zastosowanie: kąpiel

Model:

Stopień ochrony IP: IPX4

Typ produktu: Podnośnik

Kategoria produktu: Podnośniki dla
niepełnosprawnych

Rodzaj konstrukcji: podsufitowy

Regulacja rozstawu nóg: nie dotyczy

Awaryjne opuszczanie: tak

Napięcie akumulatora: 36 V

Liczba podniesień na jednym ładowaniu: 50 przy
wysokości 50 cm i obciążeniu 100 kg

Materiał konstrukcji: aluminium

Materiał obudowy: odporny na uderzenia
profilowany ABS

Poziom hałasu bez obciążenia: 49 dB(A)

Poziom hałasu przy maksymalnym obciążeniu:
53 dB(A)

Masa urządzenia bez wieszaka: 6,7 kg