

Raffy - nadmuchiwana zabawka do skakania królik



Opis produktu:

Raffy to nadmuchiwana zabawka do skakania w kształcie królika, stworzona z myślą o aktywności fizycznej dzieci. Dzięki elastycznemu materiałowi i wygodnym uchwytom pozwala bezpiecznie ćwiczyć równowagę i koordynację.

Zabawka jest idealna do **zabawy ruchowej** w domu lub na świeżym powietrzu, wspierając rozwój motoryki oraz zapewniając dzieciom aktywną rozrywkę w bezpieczny i przyjazny sposób.

Zastosowanie:

Motoryka duża

Integracja sensoryczna

Terapia zabawą

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Zabawki Rody i Raffy - gumowe zabawki dla dzieci

Konik Rody to zabawka stworzona do zaspokajania potrzeb ruchowych dzieci, wspierająca rozwój równowagi i koordynacji. Dostępne modele obejmują **Konik Rody Junior** (jasnoniebieski, żółty, różowy), **Konik Rody** (czerwony, żółty, niebieski), **Konik Rody Max** (pomarańczowy) oraz **Konik Gyffy** (żółty). Przyjazny wygląd, długie uszy pełniące funkcję uchwytów i możliwość zmiany w konia na biegunach po dokupieniu podstawki sprawiają, że zabawka angażuje dziecko na wiele sposobów.

Królik Raffy to nadmuchiwana zabawka do skakania, będąca nowością w serii. Podobnie jak Konik, można regulować jego napompowanie, dostosowując rozmiar do wieku dziecka, co pozwala na długotrwałe użytkowanie. Zabawki te łączą przyjemność z ruchem, wspierając rozwój fizyczny i równowagę maluchów, od wczesnego etapu życia po starsze dzieci.

Dane szczegółowe:

Średnica:	25cm + 20cm długości (Konik Rody Junior), 54cm + 45cm długości (Konik Rody, Konik Gyffy, Królik Raffy), 66cm + 66cm długości (Konik Rody Max)
Materiał:	guma
Waga:	-
Kolor:	niebieski [Konik Rody Junior, Konik Rody], czerwony [Konik Rody], żółty [Konik Rody Junior, Konik Rody, Konik Gyffy, Królik Raffy], limonka [Królik Raffy], pomarańczowy [Konik Rody Max], różowy [Rody Junior, Królik Raffy]
Zastosowanie:	ćwiczenia ogólnorozwojowe, ćwiczenia sensomotoryczne
Ograniczenia stosowania:	brak
Stosowanie w terapiach pokrewnych:	tak
Czyszczenie:	mycie pod bieżącą wodą przy użyciu łagodnych środków czyszczących

Informacje:

Materiał: guma
Zastosowanie: Zabawa i rozwój dziecka
Kategoria: Piłki do rehabilitacji i ćwiczeń
Kolor: Różowy
Kolor: Limonka
Wymiary: 54 cm (wysokość) + 45 cm (długość)
Model: Królik Raffy

Model:

KOLOR RODY - pastel: limonka