

Dodatkowe membrany do aparatu Aquavibron (masażu wibracyjnego)

Opis produktu:

Dodatkowe membrany do aparatu Aquavibron (do masażu wibracyjnego) pozwalające dostosować rodzaj masażu do potrzeb pacjenta.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Dostępne membrany do aparatu Aquavibron:

Płaska membrana z krążkiem - do masażu małych grup mięśni.

Membrana z kolcami - poprawia ukrwienie obwodowe, do masażu tkanek.

Membrana płaska z jedną kulką - małe i średnie stawy, tkanka podskórna.

Membrana płaska z guzkiem (w kształcie smoczka) - masuje duże grupy mięśniowe.

Membrana grzebień dwurzędowy - służy do masażu rozluźniającego w stanach przykurczy w obrębie barku, łokci i kolan.

Membrana o kształcie grzybka wklęsłego - ma działanie uspokajające, wykonuje się nią masaż twarzy, szyi i karku (z małymi amplitudami drgań).

Membrana gumowa pokryta gąbką - znajduje zastosowanie w kosmetyce i stomatologii.

Membrana grzebień trzyczędowy - masaż stawów barkowych, kolanowych i łokciowych z wykorzystaniem wzrastającej amplitudy drgań.

Membrana pięciokulkowa - silnie działająca membrana kulkowa doskonała do masażu przy nagłych skurczach.

Membrana stożkowa - wykorzystywana jest do masażu wibracyjno - próżniowego i akupresury.

Informacje:

Kategoria: Hydroterapia

Model:

Membrany AQUAVIBRON: Membrana gumowa nr 1 - płaska z krążkiem, Membrana gumowa nr 2 - płaska z kolcami, Membrana gumowa nr 3 - płaska z jedną kulką, Membrana gumowa nr 4 - płaska ze smoczkiem, Membrana gumowa nr 5 - grzebień dwurzędowy, Membrana gumowa nr 6 - grzybek, Membrana gumowa nr 7 z gąbką, Membrana nr 8 trzyczędowa (grzebień), Membrana gumowa nr 9 pięciokulkowa, Membrana stożkowa nr 10