

Zestawy osprzętu do kabiny PUR i UGUL

Opis produktu:

Najwyższej jakości **osprzęt do kabin UGUL**, dostępny w trzech wersjach: zestaw podstawowy, zestaw standard i pełny. W skład zestawów wchodzi kompletne wyposażenie, jak **podwieszki, linki, ciężarki i pasy do stabilizacji**.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Osprzęt do kabin UGUL jest wsparciem dla **gimnastyki leczniczej** stosowanej w **usprawnianiu**

pacjentów cierpiących na rozmaite dolegliwości. Terapia w **Uniwersalnym Gabinecie Usprawniania Leczniczego** obejmuje **ćwiczenia czynno-bierne, czynne w odciążeniu, ćwiczenia czynne wolne czy z oporem**. Wskazania do tego typu **kinezyterapii** obejmują między innymi: **zaburzenia koordynacji nerwowo-mięśniowej**, ograniczenie zakresu ruchomości, stany po zabiegach chirurgicznych czy **zespoły bólowe** w obrębie narządów ruchu.

Akcesoria do kabin UGUL są dostępne w następujących zestawach:

Osprzęt do kabiny Podstawowy

Zestaw podstawowy umożliwia **kompleksową pracę z pacjentem** z użyciem **linek, podwieszek i ciężarków**.

Osprzęt do kabiny Standard

Wersja standard jest wzbogacona o większą ilość **linek i ciężarek** o większej wadze, daje pełniejsze możliwości stosowania **ćwiczeń** w **częściowym** lub **pełnym podwieszeniu**.

Osprzęt do kabiny Pełny

Zestaw najbardziej **rozbudowany**, polecany dla **fizjoterapeutów** stosujących ćwiczenia w **pełnym podwieszeniu**. Osprzęt pełny jest wyposażony dodatkowo w **pasy do stabilizacji** umożliwiające bezpieczne **podwieszenie pacjenta**, a także **Pętlę Glissona** z orczykiem.

Ilości poszczególnych akcesoriów w zestawach:

Podgląd	Nazwa	Symbol	Zestaw podstawowy	Zestaw standard	Zestaw pełny
[img-10176-left-small_default]	Linka długość 1600 mm - przeznaczona do ćwiczeń i zawieszek, wykonana ze stylonowego, wytrzymałego sznura.	KC/01	8	8	14
[img-10177-left-small_default]	Linka długość 960 mm - przeznaczona do ćwiczeń i zawieszek, wykonana ze stylonowego, wytrzymałego sznura.	KC/02	2	6	6
[img-10178-left-small_default]	Linka długość 2450 mm z regulacją wysokości - przeznaczona do ćwiczeń kończyn górnych, w tym ćwiczeń samowspomaganych. Linka posiada dwa drewniane uchwyty i dwa bloczki do regulacji wysokości linki.	KC/03	1	1	1
[img-10179-left-small_default]	Linka długość 5720 mm - przeznaczona do ćwiczeń z odciążeniem. Linka w komplecie z dwoma metalowymi uchwytami i trzema bloczkami do regulacji wysokości.	KC/04	1	1	1
[img-10180-left-small_default]	Linka długość 3750 mm - przeznaczona do wyciągów i ćwiczeń oporowych kończyn dolnych. Wyposażona w kauszę, karabińczyk, dwa bloczki i regulator długości.	KC/05	2	3	3
[img-10204-left-small_default]	Linka długość 5000 mm - przeznaczona do ćwiczeń z ławeczką w kolumnie	KO/01	-	-	1

	przyścienniej. Zwykła pętla.				
[img-10181-left-cart_default]	Podwieszka przedramion i podudzi 100x420mm - wytrzymała podwieszka wykonana z pikowanej tkaniny, wyposażona w zaczepy do podwieszania.	KC/06	4	4	6
[img-10181-left-small_default]	Podwieszka ud i ramię 145x540mm - wytrzymała podwieszka wykonana z pikowanej tkaniny, wyposażona w zaczepy do podwieszania.	KC/07	4	4	6
[img-10182-left-small_default]	Podwieszka ud i ramię wzmocniona 890x100mm -	KC/07a	-	-	-
[img-10183-left-small_default]	Podwieszka pod miednicę 230x750mm - wytrzymała podwieszka z tkaniny wyposażona w dwa trójkątne zaczepy.	KC/08	1	2	2
[img-10184-left-small_default]	Podwieszka pod miednicę wzmocniona 230x750mm	KC/08a	-	-	-
[img-10185-left-small_default]	Podwieszka miednicy 25x110mm	KC/08b	-	-	-
[img-10186-left-small_default]	Podwieszka klatki piersiowej 225x675mm/340x100mm - wykonana z pikowanej tkaniny podwieszka z zaczepami do podwieszania. Wyposażona w 4 trójkątne zaczepy.	KC/09	1	1	1
[img-10187-left-small_default]	Podwieszka pod głowę 150x530mm - solidna podwieszka wykonana z pikowanej tkaniny z otworem o średnicy 65mm. Wyposażona w trójkątne zaczepy do podwieszania.	KC/10	1	1	1
[img-10188-left-small_default]	Podwieszka pod głowę wzmocniona 730x40+40	KC/10a	-	-	-
[img-10189-left-small_default]	Podwieszka stóp 75x610mm - podwieszka z pikowanej tkaniny do podwieszeń kończyn dolnych. Wyposażona w dwa półkoliste zaczepy do podwieszania.	KC/11	2	4	4
[img-10190-left-small_default]	Podwieszka dwustawowa pelota 160x80 pas 40x1350mm - wykonana z pikowanej tkaniny, wytrzymała podwieszka do kończyn dolnych i górnych. Wyposażona w dwa regulatory długości i dwie peloty, zaczep do podwieszeń trójkątny.	KC/12	2	4	4
[img-10191-left-small_default]	Pas do wyciągu za miednicę uniwersalny 1130x170mm - wytrzymały pas stabilizacyjny wykonany z tkaniny. Zaczepy do podwieszeń trójkątne, zapinanie na mocny rzep.	KC/13	1	1	1
[img-10192-left-small_default]	Kamaszek - przeznaczony do ćwiczeń oporowych stopy, wykonanie ze skóry. Wyposażony w 6 półkolistych zaczepów do podwieszeń, zapinanie na mocny rzep.	KC/14	1	1	2
[img-10193-left-		KC/14/M	-	-	-

small_default]	ćwiczeń oporowych stopy, wykonanie z tkaniny. Wyposażony w 6 półkolistych zaczepów do podwieszeń, zapinanie na mocny rzep.				
[img-10215-left-small_default]	Pas do stabilizacji odcinka lędźwiowego lub klatki piersiowej pelota 201x448mm - wytrzymały pas do stabilizacji wyposażony w 3 paski o wymiarach 40x1130mm.	SE/03	-	-	1
[img-10216-left-small_default]	Pas do stabilizacji klatki piersiowej pelota 118x3008 3 paski 40x1080	FC/01	-	-	1
[img-10217-left-small_default]	Pas do stabilizacji podudzia pelota 100x120 pas 40x1320	UP/02	-	-	2
[img-10219-left-small_default]	Pas do stabilizacji ramienia i przedramienia pelota 100x120 2 paski 30x365	FC/02	-	-	2
[img-10218-left-small_default]	Pas do stabilizacji ud pelota 118x300 2 paski 30x1100	FC/03	-	-	1
[img-10220-left-small_default]	Pętla Glissona z orczykiem	US/02	-	-	1
[img-10221-left-small_default]	Ciężarek miękki 0,5kg	KC/17	2	2	2
[img-10222-left-small_default]	Ciężarek miękki 1kg	KC/18	2	2	2
[img-10223-left-small_default]	Ciężarek miękki 1,5kg	KC/19	1	2	2
[img-10224-left-small_default]	Ciężarek miękki 2kg	KC/20	1	2	2
[img-10225-left-small_default]	Ciężarek miękki 2,5kg	KC/21	1	2	2
[img-10226-left-small_default]	Ciężarek miękki 3kg	KC/22	1	1	1
[img-10227-left-small_default]	Ciężarek miękki 4kg	KC/23	-	-	1
[img-10194-left-small_default]	Esik	KC/24	30	30	60

Informacje:

Kategoria: Akcesoria do kabin PUR i UGUL

Model:

UGUL ZESTAW: Osprzęt do kabiny UGUL - zestaw podstawowy, Osprzęt do kabiny UGUL - zestaw standard, Osprzęt do kabiny UGUL - zestaw pełny