



REDCORD AXIS aparat do ćwiczeń z rotacją

Opis produktu:

Redcord Axis to wielofunkcyjny aparat umożliwiający przeprowadzenie ćwiczeń z rotacją, mocowany do aparatu **Redcord Trainer**.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Aparat Redcord Axis

Aparat Redcord Axis to najnowszy produkt firmy Redcord, pozwalający na wprowadzenie ćwiczeń wykorzystujących rotację. Aparat Redcord Axis umożliwia:

- przeprowadzanie ćwiczeń w zgodzie z prawami anatomicznymi i biomechanicznymi,
- zwiększenie zakresu i poziomu trudności ćwiczeń dla wszystkich wzorców motorycznych wykorzystywanych podczas terapii Neurac,
- precyzyjną kontrolę nad rotacją w trakcie ćwiczeń,
- utrzymanie równego obciążenia obu stron ciała użytkownika,

- wzmacniający trening funkcjonalny dla konkretnych partii ciała,
- trening całego ciała przy pomocy jednego urządzenia,
- wprowadzenie ćwiczeń skierowanych do profesjonalnych sportowców, które można modyfikować w zależności od wymagań,
- wprowadzenie bardziej wymagających ćwiczeń poprzez zwiększanie rotacji w czasie.

Ćwiczenia w podwieszeniu przy użyciu Redcord są efektywnym i łatwym sposobem na poprawienie ogólnego stanu organizmu, wzmocnienie funkcjonalności konkretnych partii ciała oraz zapobieganie przyszłym urazom. By umożliwić korzystanie z tych ćwiczeń nie tylko terapeutom i ich pacjentom, firma Redcord opracowała systemy odpowiadające na potrzeby profesjonalnych sportowców, instruktorów fitness, trenerów osobistych oraz osób zainteresowanych własnym rozwojem fizycznym. Inaczej aktywne ćwiczenia rehabilitacyjne, umożliwiają wykonywanie ćwiczeń o różnym stopniu trudności i zaawansowania osobom o różnych poziomach sprawności. Dzięki modułowej konstrukcji aparatów i łatwości tworzenia zestawów, każdy fizjoterapeuta może dostosować zestaw Redcord do potrzeb terapii.

Informacje:

Kategoria: Redcord
Typ: urządzenia i aparaty

Model: