

Torba OPTI na aparat i osprzęt

Opis produktu:

Torba OPTI na aparat i osprzęt



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Torba OPTI na aparat i osprzęt

- Torba OPTI na aparaty do fizykoterapii firmy ASTAR wykonana z materiałów, zabezpieczających aparaty przed uszkodzeniami mechanicznymi i warunkami atmosferycznymi.
- Posiada 2 komory oraz specjalne kieszonki do umieszczenia dodatkowych akcesoriów

Informacje:

Model: