

Elastyczny pas rzepowy do mocowania elektrod



Opis produktu:

Elastyczny pas do mocowania **elektrod zabiegowych** na ciele pacjenta, wyposażony w system rzepów ułatwiający proces mocowania.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Elastyczny pas rzepowy do mocowania elektrod zabiegowych

- Do mocowania elektrod do elektroterapii na ciele pacjenta stosuje się pasy rzepowe.
- Materiał, z którego zrobione są pasy rzepowe, pozwala nam je ze sobą łączyć. Daje nam to możliwość regulowania ich długości i dostosowywania jej do naszych potrzeb.
- Zastosowanie z jednej strony taśmy z haczykowatymi, gęsto rozmieszczonymi elementami z tworzywa sztucznego, a z drugiej gęstego materiału tekstylnego z pętelkowym włosiem, pozwala dwóm warstwą naszego pasa na szczenie się.
- Pas rzepowy jest wyposażeniem ze stawką preferencyjną VAT 8%, ponieważ został zarejestrowany w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych jako produkt do zastosowań medycznych.
- Z powodu stosowania pasów do mocowania elektrod, które zamieszczane są w wilgotnych pokrowcach wiskozowych, pasu po ich użyciu mogą okazać się wilgotne. Dlatego też należy powiesić je w przewiewnym miejscu, by mogły swobodnie wyschnąć.

Informacje:

Kategoria: Elektrody

Model:

Pas rzepowy wymiar: Elastyczny pas rzepowy (60x9cm), Elastyczny pas rzepowy (80x9cm), Elastyczny pas rzepowy (100x9cm), Elastyczny pas rzepowy (40x9cm)