

Woreczek z piaskiem do elektrod



Opis produktu:

Woreczek z piaskiem do dociskania elektrod zabiegowych na ciele pacjenta. Woreczek o wymiarach 21x14 waży około 1 kg, natomiast woreczek 21x28 waży około 2 kg

Zdjęcia produktu:

Szczegółowy opis produktu:

Woreczek z piaskiem do dociskania elektrod

- Woreczek z piaskiem wykorzystywany jest do dociskania elektrod zabiegowych na ciele pacjenta.
- Woreczek został wypełniony drobnym piaskiem, przez co łatwo dopasowuje się do powierzchni zabiegu.
- Z powodu stosowania woreczków do mocowania elektrod, które zamieszczane są w wilgotnych pokrowcach wiskozowych, woreczek po jego użyciu może okazać się wilgotny. Dlatego też należy umieścić go w przewiewnym miejscu, by mógł swobodnie wyschnąć.

Dane techniczne:

Waga	21x14 około 1 kg, 21x28 około 2 kg
------	------------------------------------

Informacje:

Kategoria: Elektrody

Model:

Woreczek z piaskiem rozmiar: 21 x 14 cm, 21 x 28 cm