

Optyczny ureterorenoskop giętki - VIPER

Opis produktu:

Optyczny jednokanałowy ureterorenoskop giętki VIPER firmy **Richard Wolf** znakomicie sprawdza się w zabiegach z użyciem **lasera holmowego** przy leczeniu kamicy nerkowej.



Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Optyczny ureterorenoskop giętki - VIPER

cechy charakterystyczne:

- Długość robocza 680 mm
- Kanał roboczy o średnicy 3,6 Fr
- Kąt zagięcia góra/dół aż do 270°
- Kąt widzenia 85°
- Średnica URS 6/8,8Charr

Akcesoria:

- Kleszczyki biopsyjne giętkie 3 Charr
- Kleszczyki giętkie do ciał obcych 3 Charr
- Pojemnik do transportu, przechowywania i sterylizacji giętkich endoskopów
- Światłowody

Informacje:

Kategoria: Pozostałe

Model: