

URS sztywny 6 7,5 Charr



Opis produktu:

Ureterorenoskop kompaktowy 6/7,5 Charr firmy **Richard Wolf** występuje w trzech wersjach optyk: według Bichlera, według Marbergera oraz z optyką na wprost. Idealnie nadający się do diagnozowania i leczenia kamicy moczowodowej.

Zdjęcia produktu:



Szczegółowy opis produktu:

Zalety:

- Proste kanały robocze do wprowadzania sond litotrypsji
- Rozbieralne narzędzia typu **HySafe**
- Lekki dzięki zastosowaniu stali nierdzewnej
- Ergonomiczny w obsłudze
- Brak efektu półksiężyca
- Optymalna głębokość ostrości
- Możliwość dodatkowych kanałów dla dwóch instrumentów (w zależności od typu)

Charakterystyka:

- Długość robocza 315 lub 430 mm
- Długość całkowita, w zależności od modelu od 558 do 600 mm
- Kąt patrzenia optyki 5°
- Średnica URS 6/7,5 Charr
- Jeden kanał roboczy na wprost o wymiarach 4,2x4,6 Fr dla instrumentów 4 Fr lub 2 kanały robocze 2 x 2,4 Fr

Akcesoria:

- Kleszczyki biopsyjne typ Aligator 4 Fr
- Kleszczyki biopsyjne giętkie 4 Fr
- Kosz do mechanicznej obróbki, mycia i sterylizacji
- Pojemnik do sterylizacji i przechowywania instrumentarium urologicznego typ RIWO System Tray
- Elementy zużywalne typu kraniki, uszczelki.

Informacje:

Model: