

## Ureterorenoskop sztywny 6,5/8,5 charr z ciągłym przepływem



### Opis produktu:

**Ureterorenoskop kompaktowy 6,5/8,5 Charr** z ciągłym przepływem firmy **Richard Wolf** występuje w dwóch wersjach optyk: według **Bichlera** oraz z optyką na wprost. Idealnie nadający się do diagnozowania i **leczenia kamicy moczowodowej**.

### Zdjęcia produktu:



### Szczegółowy opis produktu:

### Zalety:

- Proste kanały robocze do wprowadzania sond litotrypsji (w wybranym modelu)
- Rozbieralne narzędzia typu HySafe
- Lekki dzięki zastosowaniu stali nierdzewnej
- Ergonomiczny w obsłudze
- Brak efektu półksiężyca
- Optymalna głębokość ostrości
- Możliwość dodatkowych kanałów dla dwóch instrumentów (w zależności od typu)

### Charakterystyka:

- Długość robocza 430 mm
- Długość całkowita, w zależności od modelu od 563 do 573 mm
- Kąt patrzenia optyki 5°
- Średnica URS 6,5/8,5 Charr
- Dwa kanały robocze dla instrumentów – 4 charr oraz 2,2 charr

## **Akcesoria:**

- Kleszczyki chwytające typu ząb myszy 4 Fr
- Kosz do mechanicznej obróbki, mycia i sterylizacji
- Pojemnik do sterylizacji i przechowywania instrumentarium urologicznego typ RIWO System Tray
- Elementy zużywalne typu kraniki, uszczelki.

## **Informacje:**

## **Model:**